

PHILIPS

Dispositivo de
depilación IPL

Lumea Prestige

Con tecnología SenseIQ

Zonas de precisión, cuerpo, cara

Con sensor SmartSkin

Uso con cable y de forma
inalámbrica



Product Picture

BRI954/50



Disfruta 6 meses de una piel suave y sin vello*

3 accesorios inteligentes para obtener resultados óptimos

Philips Lumea Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro IPL de más alto rendimiento. Diseñado para un tratamiento cómodo en casa, los accesorios inteligentes de Lumea se adaptan perfectamente a cada curva de tu cuerpo y adaptan los programas personalizados para cada zona del cuerpo.

Máxima libertad, con inconvenientes mínimos

- Con sensor SmartSkin
- La aplicación Lumea IPL te acompaña en cada paso
- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales

Piel suave por más tiempo con la tecnología Lumea IPL


- Tecnología IPL experta para uso en casa, desarrollada con dermatólogos
- Úsala con cable o de forma inalámbrica
- Tratamiento eficaz y seguro comprobado
- Es adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel
- Tecnología SenseIQ para la eliminación del vello personalizada

Tratamiento IPL profesional para las zonas del cuerpo

- Los accesorios inteligentes adaptan los programas para cada zona del cuerpo
- Accesorio para el cuerpo con diseño curvo
- Accesorio de precisión para el rostro con filtro adicional
- Accesorio de precisión para la zona del bikini y las axilas


Destacados

Lumea evita la reaparición del vello*




IPL significa luz pulsada intensa. Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, las cuales deja al folículo en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar la reaparición del vello es seguro y suave, incluso en zonas sensibles. Philips Lumea está clínicamente probada y desarrollada con dermatólogos para brindar un tratamiento sencillo y eficaz en la comodidad de tu hogar.

Eficacia probada



En estudios objetivos, se muestra hasta un 92% de reducción del vello después de tres tratamientos**. Realiza los primeros cuatro tratamientos cada dos semanas y los siguientes ocho cada cuatro semanas. Después de 12 tratamientos, puedes disfrutar de seis meses de piel suave sin vello*.

Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello rubio oscuro, castaño o negro (de color

natural) y en tonos de piel que van desde muy claros hasta marrones oscuros. La tecnología IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de piel, por lo tanto (como otros tratamientos basados en IPL) Lumea no puede usarse para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo, y no es adecuado para piel muy oscura.

Tecnología SenseIQ



Detecta. El sensor SmartSkin de Lumea detecta el tono de la piel e indica el ajuste de luz más adecuado para usted. Se adapta. Los accesorios inteligentes adaptan programas personalizados para cada zona del cuerpo. Cuida. Diseñado en conjunto con dermatólogos e inspirado en usted para una eliminación duradera y suave del vello, incluso en las zonas sensibles***.

Tratamiento de las zonas del cuerpo



El cuerpo es único y la piel, las curvas y los contornos deben tratarse de la misma manera. Los accesorios para todo el cuerpo de Lumea están diseñados para adaptarse perfectamente a cada curva y ajustarán los programas diseñados para cada zona del cuerpo. Las ventanas del tratamiento están diseñadas para maximizar el contacto con tu piel para asegurar que la luz no se escape, con el fin de permitir tratamientos suaves y eficaces incluso en zonas delicadas o sensibles.

Accesorio de precisión



El accesorio de precisión inteligente es de tamaño medio y cuenta con una ventana de 3 cm² para cubrir de manera precisa las zonas del bikini y las axilas. El diseño curvo se adapta al contorno de tu cuerpo para obtener el máximo contacto con la piel. Cuando lo acoplas al dispositivo, adapta un programa especialmente diseñado para estas zonas del cuerpo.

Accesorio para el cuerpo



El accesorio inteligente para el cuerpo tiene la ventana de tratamiento más grande (4.1 cm²), por lo que es perfecto para un tratamiento rápido en zonas del cuerpo de mayor tamaño, como las piernas, los brazos y el abdomen. El diseño curvo se adapta a los contornos del cuerpo para obtener el máximo contacto con la piel. Cuando lo acoplas al dispositivo, adapta un tratamiento diseñado para estas zonas del cuerpo. El 83% de las mujeres está satisfecha con la reducción del vello en las piernas****.

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para tratamiento corporal: Tamaño de la ventana: 4.1 cm2, Forma: curvada convexa, Tratamiento personalizado para el cuerpo

Accesorio para tratamiento facial: Tamaño de la ventana: 2 cm2, filtro adicional, Forma: plana, Tratamiento personalizado para el rostro

Accesorio para el tratamiento con precisión: Tamaño de la ventana: 3 cm2, Forma: curvada cóncava y precisa, Tratamiento personalizado para las axilas, Tratamiento personalizado para la zona del bikini

Zonas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Estómago

Zonas del rostro: Barbilla, Labio superior, Línea de la mandíbula

Zonas sensibles: Axilas, Zona del bikini

Configuración de seguridad y ajustable

Filtro UV integrado: Protege la piel de la luz UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se ajusta al tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los disparos accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta el tono de piel

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a pedido

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación rápida

Uso con y sin cables: Uso con y sin cable

Estampe y dispare: Para tratamiento en zonas pequeñas

Potencia eléctrica

Voltaje: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona > 250 000 disparos****

Servicio

Garantía: Garantía global de 2 años

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Bolsa de lujo

Adaptador: 19.5V/4000mA

Tiempo de aplicación

Axila: 2,5 min

Línea del bikini: 2 min

Zonas del rostro: 1,5 min

Parte inferior de las piernas: 8,5 min



* Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 65% en las axilas

** En la medición realizada en las piernas después de tres tratamientos, 27 de 55 mujeres alcanzaron un 92% más

*** Cuando se siguió el cronograma de tratamiento

**** En un estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en el rostro

***** La vida útil de la lámpara no se extiende a la garantía mundial de dos años de Philips