

# PHILIPS

## Ihokarvojen IPL- poistojärjestelmä

### Lumea Essential

Sopii vain vartalolle

Säärien käsittely 15 minuutissa

Kliinisesti todistettu vaikutus

120 päivän rahat takaisin



SC1991/00



## Paras tapa estää karvojen uudelleenkasvu Sileä iho kotioloissa

Philips Lumea IPL estää uusien ihokarvojen kasvun uskomattomalla tavalla. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen. Testi 120 päivää!

#### **Pitkään kestävä sileys**

- Vaivattoman tehokas
- Sileä iho joka päivä

#### **Ihokarvojen poistaminen IPL-tekniikalla**

- Turvallinen käyttää kotona

#### **Hellävarainen ja tehokas, myös herkälle iholle**

- Koko vartalon alue
- Säädetävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi
- Viisi valotehoasetusta
- Suurempi vartalolisäosa nopeuttaa käsittelyä

#### **Kompakti muotoilu, johdollinen**

- Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia

# Kohokohdat

## Sileä iho joka päivä



Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.

## Vaivattoman tehokas



Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan.

## IPL-tekniikka



Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen

kotikäyttöön. Philips kehitti tämän mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän tiiviissä yhteistyössä johtavien ihotautilääkärien kanssa. Tuotetta testattiin laajoin kuluttajatutkimuksin yli 10 vuoden ajan yli 2 000 vapaaehtoisen avulla.

## 5 valotehoasetusta



Philips Lumean viisi valotehoasetusta takaavat hellävaraisen, mutta tehokkaan käsittelyn. Oikein käytettynä Philips Lumean IPL-käsittely on turvallinen ja hellävarainen käyttää myös herkillä kehon ja ihon alueilla.

## Käyttöalueet



Voit käyttää laitetta huoletta ihokarvojen poistamiseen sääristä, kainaloista, bikinirajoista, käsivarsista sekä vatsan alueelta.

## Suurempi vartalolisäosa (4 cm<sup>2</sup>)




Aiempaa suurempi vartalolisäosa nopeuttaa suurien ihoalueiden, kuten jalkojen, käsittelyä.

## Vaihto-osia ei tarvita



Philips Lumea on toimintavalmis heti pakkauksesta otettaessa. Sen lisäksi ei tarvita vaihtolamppuja tai geelejä.

## Sopivat ihokarva- ja ihotyypit



Philips Lumea tehoaa hyvin (luonnostaan) tummanvaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI muiden valoon perustuvien käsittelyjen tapaan tehoa punaisiin, erittäin vaaleisiin, valkoisiin tai harmaisiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI myöskään sovellu henkilöille, joilla on tumma iho.

# Tekniset tiedot

## Käyttöalueet

**Kehon alueet:** Käsivarret, Jalat, Vatsa, Bikiniraja, Kainalot

## Turvallisuus ja säädettävät asetukset

**Integroitu UV-suodatin:** Suojaa ihoa UV-valolta

**5 valotehoasetusta:** Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

**Integroitu turvajärjestelmä:** Estää tahattomat välähdykset

## Käyttötila

**Vaihe ja välähdys:** Kaareville ihoalueille

**Johdoton / johdollinen käyttö:** Johdollinen

## Virta

**Jännite:** 100 - 240 V

## Tekniset tiedot

**Tehokas lamppu:** Tuottaa <gt/>100 000 välähdystä

## Lisäosat

**Vartalolisäosa (4 cm2):** Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

## Huolto

**Takuu:** 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

## Pakkauksen sisältö

**Käyttöohjeet:** Pikaopas, Käyttöopas

**Säilytys:** Pussi

**Sovitin:** 24 V / 1500 mA

## Käyttöaika

**Sääri:** 8 min

**Kainalo:** 1 min.

**Bikininirajat:** 1 min.

