

PHILIPS

IPL epilátor na
odstraňovanie chĺpkov

Lumea Series 9000

S technológiou SenseIQ

Podpažušia, oblasť línie bikín,
telo, tvár

So senzorom SmartSkin

Používanie bez kábla aj
s káblom



BRI958/00



Užívajte si hladkú pokožku bez chĺpkov až 6 mesiacov*

s našim najrýchlejším a najúčinnnejším zariadením IPL

Najúčinnnejšie zariadenie IPL – až 6 mesiacov hladká pokožka po ukončení celého cyklu ošetrení*. Technológia IPL s funkciou SenseIQ na odstránenie chĺpkov s dlhodobým efektom, pre všetky partie tela, v pohodlí domova. Užívajte si hladkú pokožku ako z kozmetického salónu vďaka osobnému poradenstvu prostredníctvom aplikácie Philips Lumea IPL.

Hladká pokožka bez chĺpkov dlhodobo vďaka IPL technológii Lumea

- Technológia IPL na domáce použitie vyvinutá v spolupráci s dermatológmi
- Preukázateľne jemné a účinné ošetrenie
- Technológia SenseIQ pre odstraňovanie chĺpkov na mieru
- Celkovo 450 000 zábleskov****

Špeciálne ošetrenie rôznych partíí tela


- Zaoblený nastavtec na podpažušie
- Zaoblený nastavtec na oblasť línie bikín s prídavným svetelným filtrom
- Zakrivený nastavtec na telo
- Nastavtec na tvár s prídavným filtrom
- Senzor SmartSkin s 5 možnosťami nastavenia intenzity ošetrení
- Prispôsobte si ošetrenie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL
- Vhodné pre rôzne typy chĺpkov a pokožky

Jednoduché použitie

Špeciálne ošetrenie rôznych partíí tela


Hlavné prvky

6 mesiacov bez chlčkov*




IPL je skratka pre Intense Pulsed Light, čo znamená intenzívne pulzné svetlo. Je to technológia, ktorá využíva jemné záblesky na „uspanie“ chlčkov. Svetlo prenikajúce ku koreňku chlčka uvedie folikul do fázy pokoja a stimuluje vypadnutie chlčka. Opakované ošetrenia postupne zabraňujú opätovnému rastu chlčkov a zanechávajú vašu pokožku krásne hladkú a jemnú na dotyk. Zariadenie Philips Lumea bolo vyvinuté v spolupráci s dermatológmi a bolo klinicky testované pre jednoduché, účinné a pohodlné ošetrenie aj na citlivých miestach, všetko z pohodlia vášho domova.

3 ošetrenia, o 92 % menej chlčkov**



Objektívne štúdie dokazujú, že po troch ošetreniach sa zbavíte až 92 % chlčkov**. Prvé štyri ošetrenia vykonávajte každé dva týždne a nasledujúcich osem ošetrení každé štyri týždne. Po 12 ošetreniach si môžete užiť šesť mesiacov hladkej pokožky bez chlčkov*.

Technológia SenseIQ



Vníma. Senzor SmartSkin zariadenia Philips Lumea rozpoznáva tón vašej pleti a odporučí vám najpohodlnejšie nastavenie intenzity


ošetrenia. Prispôsobuje. Inteligentné nastavce prispôbujú programy šité na mieru každej partii tela. Chráni. Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi a inšpirované vami pre jemné odstránenie chlčkov s dlhodobým efektom, a to aj na citlivých miestach***.

Celkovo 450 000 zábleskov****



Naše zariadenie dokáže počas svojej životnosti vyslať až 450 000 svetelných impulzov****.

Ošetrenie partii tela



Vaše telo je jedinečné. K ošetreniu jeho pokožky a kriviek by sa preto malo pristupovať jedinečne. Nastavce zariadenia Lumea na celé telo sú tvarované tak, aby perfektne kopírovali každú jeho krivku a prispôbili programy ošetrenia každej oblasti tela. Svetelné priesozory sú navrhnuté tak, aby maximalizovali kontakt s pokožkou v snahe zabrániť úniku svetla. Umožní to účinné a šetrné ošetrenie aj v chústivých alebo citlivých oblastiach.

Nastavec na podpažšie



Inteligentný nastavec na oblasť podpažšia je špeciálne navrhnutý na ošetrenie ťažko prístupných oblastí podpažšia. Je strednej

veľkosti s prieszorom 3 cm². Po nasadení nastavca na zariadenie sa spustí program prispôbený pre oblasť podpažšia. S redukciou chlčkov v podpažšii je spokojných až 86 % žien****.

Nastavec na oblasť línie bikín



Nasadte inteligentný nastavec určený na oblasť línie bikín a spustí sa program prispôbený tejto oblasti. Nastavec sa pýši optimálnym prieszorom s rozmerom 3 cm² s priehľadným filtrom pre väčšie pohodlie. Jeho zakrivený dizajn kopíruje kontúry vášho tela pre maximálny kontakt, efektívnosť a pohodlie. S redukciou chlčkov v oblasti línie bikín je spokojných až 78 % žien****.

Nastavec na telo



Inteligentný nastavec na telo má najväčší ošetrovací prieszor: 4,1 cm². Takže je priam ušitý na rýchle ošetrenie väčších častí tela, ako napríklad nôh, paží a bruška. V skutočnosti zvládnete ošetriť obe nohy od kolien dolu už za 8,5 minúty. Vďaka zakrivení nastavec presne kopíruje kontúry vášho tela a zaisťuje maximálny kontakt s pokožkou. Nasadte nastavec, ktorý prispôbi program jednotlivým oblastiam vášho tela. S redukciou chlčkov na nohách je spokojných až 83 % žien****.

Technické údaje

Technické údaje, prílohy

Nadstavec na ošetrovanie podpazuší: Tvar: konkávny, Špeciálne vyvinutý na ošetrovanie podpazušia, Plocha priezoru: 3 cm²

Nadstavec na ošetrovanie oblasti bikín: Tvar: konkávny, Plocha priezoru: 3 cm², prídavný filter, Špeciálne vyvinutý na ošetrovanie oblasti bikín

Technické špecifikácie, nadstavce

Nadstavec na ošetrovanie tela: Tvar: konvexný, Plocha priezoru: 4,1 cm², Špeciálne vyvinutý na ošetrovanie tela

Nadstavec na ošetrovanie tváre: Tvar: plochý, Plocha priezoru: 2 cm², prídavný filter, Špeciálne vyvinutý na ošetrovanie tváre

Napájanie

Napätie: 100 – 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka + 1 rok záruky navyše po registrácii produktu do 90 dní

Technické údaje

Vysokovýkonná lampa: Výkon 450 000 zábleskov****

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Nohy, Brucho, Podpazušia

Oblasti tváre: Brada, Horná pera

Citlivé partie: Oblasť bikín

Prílohy

Nástavec na telo (3 cm²): Na použitie pod líniou krku

Nástavec na tvár (2 cm²): Pre bezpečné použitie na tvári

Nadstavce

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Nástavec na oblasť bikín (2 cm²): Špeciálne ošetrovanie oblasti bikín

Príbalené príslušenstvo

Návod na použitie: Návod na použitie

Adaptér: 19,5 V/4 000 mA

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

Systém bezpečnostného prstenca: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôbiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Senzor tónu pokožky: Rozpoznáva odtieň vašej pokožky

Senzor SmartSkin: Vhodné nastavenie na požiadanie

Čas aplikácie

Časť nohy od kolena nadol: 8,5 min

Podpazušia: 2,5 min

Oblasť bikín: 2 min

Oblasti tváre: 1,5 min

Príkon

Systém napájania: Nabíjateľná batéria

Application time

Predná časť: 1 min.

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na ošetrovanie zakrivených oblastí



* Priemerná redukcia chlpkov po 12 ošetreniach: 77 % na nohách, 64 % v oblasti bikín, 64 % v podpaзуší
* * Pri dodržiavaní harmonogramu ošetrení sa individuálne výsledky meraní na nohách môžu líšiť
* * * Pri dodržaní harmonogramu ošetrení
* * * * Vypočítané pre použitie na ošetrovanie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpaзуšia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.
* * * * * Vypočítané pre použitie na ošetrovanie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpaзуšia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.
* * * * * Štúdia bola vykonaná v Holandsku a Rakúsku a zúčastnilo sa jej 46 žien: výsledky po absolvovaní 3 ošetrení v oblasti nôh, línie bikín a podpaзуšia a 2 ošetrení tváre
* * * * * Na základe bezkáblového použitia, veľkosti priezoru a zakrivených nadstavcov
* * * * * Testované v roku 2020 vo Veľkej Británii na 190 účastníkoch