

PHILIPS

IPL plaukų šalinimo sistema

Lumea Essential

Tik kūno plaukams šalinti

15 min. procedūra blauzdoms

Naud. trukmė <gt/>100 000
šviesos impulsų

Ypatingai ilgas laidas



SC1991/00



Puikus būdas, kuris neleidžia plaukams ataugti švelni oda namų sąlygomis

„Philips Lumea“ IPL yra veiksmingiausia priemonė, kuri neleidžia plaukams vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.

Ilgai trunkantis švelnumas

- Veiksminga be pastangų
- Kasdien džiaukitės glotnia oda

Plaukų šalinimas naudojant IPL technologiją

- Pritaikytas saugiai naudoti jūsų namų komforte

Švelnus ir veiksmingas net jautriai odai

- Skirta naudoti ant kūno
- Pritaikoma prie jūsų odos tipo
- Penki reguliuojami šviesos energijos nustatymai
- Didesnis kūno priedas padės greičiau atlikti procedūrą

Kompaktiška konstrukcija su laidu

- Nereikia keičiamųjų dalių, nėra netikėtų išlaidų

Ypatybės

Kasdien džiaukitės glotnia oda



„Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plauko šaknį. Dėl to plaukai natūraliai iškrinta, o plauko ataugimas sustabdomas. Reguliariai kartojant šią procedūrą, jūsų oda bus glotni kiekvieną dieną.

Veiksminga be pastangų



Atliekant mūsų klinikinius tyrimus pastebėtas žymus plaukuotumo sumažėjimas jau po keturių kas dvi savaites atliekamų procedūrų – oda tampa glotni ir be plaukų. Norint išlaikyti tokią odą, procedūra paprasčiausiai kartojama, kada reikia. Laikas tarp procedūrų gali būti skirtingas, atsižvelgiant į individualų plaukų ataugimą.

IPL technologija



„Philips Lumea“ naudoja naujovišką šviesą paremtą technologiją, vadinamą IPL (intensyvi impulsinė šviesa, angl. „Intense Pulsed Light“),

sukurtą remiantis profesionaliuose grožio salonuose naudojama technologija. „Philips“ pritaikė šią technologiją, kad galėtumėte saugiai ir veiksmingai naudoti ją namuose. „Philips“ glaudžiai bendradarbiavo su geriausiais dermatologais, kad sukurtų šią modernią plaukų šalinimo technologiją. Per daugiau nei 10 metų mes atlikome išsamius vartotojų tyrimus su daugiau nei 2 000 moterų.

5 šviesos energijos nustatymai



„Philips Lumea“ turi penkis reguliuojamus šviesos energijos nustatymus, kurie užtikrina švelnų, bet veiksmingą poveikį. Teisingai atliekama „Philips Lumea“ IPL procedūra yra saugi ir švelni net jautriai odai bei jautriose kūno vietose.

Taikymo sritys



Drąsiai naudokite plaukams šalinti kūno srityse žemiau kaklo: nuo kojų, pažastyse, bikinio srityje, nuo rankų ir pilvo.

Didesnis kūno priedas (4 cm²)




Naudojant didesnį kūno priedą greičiau atliekama procedūra didelėse srityse, tokiose kaip kojos.

Nereikia keičiamų dalių



„Philips Lumea“ yra išbaigtas sprendimas, kuris pateikiamas paruoštas naudoti vos tik išpakavus. Dar svarbiau tai, kad jam nereikia jokių keičiamų lempų arba gelių.

Tinkami plaukų ir odos tipai



„Philips Lumea“ yra veiksmingas šalinant (natūraliai) tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukus. Kaip ir atliekant kitas šviesą paremtas procedūras, „Philips Lumea“ NĖRA veiksmingas šalinant raudonus, šviesiai geltonus arba baltus / žilus plaukus. „Philips Lumea“ taip pat NĖRA tinkamas tamsiai odai.

Specifikacijos

Taikymo sritys

Kūno sritys: Rankoms, Kojos, Pilvas, Bikinis, Pažastys

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsy odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Naudojimo režimas

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Laidinis / belaidis naudojimas: Laidinis

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Didelio našumo lempa: Atlieka > 100 000 blyksnių

Priedai

Kūno priedas (4 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų tarptautinė garantija

Pridėti priedai

Naudojimo instrukcijos: Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas

Laikymas: Krepšelis

Adapteris: 24 V / 1 500 mA

Procedūros laikas

Apatinė kojos dalis: 8 min.

Pažastis: 1 min.

Bikini linija: 1 min.

