

PHILIPS

IPL
hårfjerningssystem

Lumea Precision

Til bruk på kroppen og i ansiktet

15 minutter for å behandle
leggene

Levetid <gt/>140 000
lyspulseringer

Uten ledning



Product Picture

SC2006/12



Den perfekte måten å hindre gjenvekst på for glatt hud hjemme

Philips Lumea IPL er den mest effektive IPL-løsningen og fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av kroppshår. Forsiktige lyspulser, som tilføres regelmessig, holder huden silkemyk hver dag.

Langvarig glatt hud

- Gled deg over glatt hud hver dag
- Effektiv uten problemer

Hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem
- Passer til en rekke hår- og hudtyper

Skånsom og effektiv bruk i ansiktet og på kroppen

- Presisjonstilbehør for sikker ansiktsbehandling
- Større kroppstilbehør for rask behandling
- Modus for glidende lysglimt for en mer praktisk påføring
- Trygg og effektiv, selv på sensitive områder
- Fem justerbare innstillinger for lysenergi

Maksimal frihet, svært enkelt

- Trådløs og praktisk
- Ingen ekstradelers, ingen skjulte kostnader

Høydepunkter

Langvarig glatt hud



Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenveksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.

Effektiv uten problemer



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte.

IPL-teknologi



Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år

har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 kvinner.

Passende hår- og hudtyper

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White/grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗

● This product is suitable for you to use ○ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Philips Lumea passer heller IKKE for veldig mørk hud.

Fem innstillinger for lysenergi



Philips Lumea har fem justerbare innstillinger for lysenergi som sørger for en behagelig, men effektiv behandling. Når den brukes på riktig måte, er IPL-behandlingen til Philips Lumea sikker og skånsom å bruke selv på sensitiv hud og sensitive områder på kroppen.

Bruksområder



Du kan trygt bruke produktet for å fjerne hår i ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget) og kroppsdeler som bena, under armene, bikinilinjene, magen og armene.

Trådløs og praktisk



Lumeas unike utforming uten ledning er perfekt for maksimal rekkevidde og brukervennlighet.

Trenger ikke ekstradeler



Philips Lumea er en komplett løsning som er klar til bruk med én gang. Og den trenger ikke ekstra lyskilder eller geleer.

Ekstra sikkerhet for ansiktet



Presisjonstilbehøret er utstyrt med et ekstra integrert lysfilter og gir en sikker og praktisk påføring på overleppen, haken og kinnskjegget. Det kan også brukes på andre sensitive områder på kroppen, for eksempel armhulene, bikinilinjene og steder der det er vanskelig å komme til.

Spesifikasjoner

Bruksområder

Kroppsområder: Ben, Armer, Mage, Bikinilinje, Armhulene

Ansiktksområder: Hake, Kinnskjegg, Overleppe

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

Sikkerhetsringsystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Programmodus

Slide and Flash: For praktisk påføring

Trinn og lysglimt: For behandling på kurvede områder

Bruk med kabel / trådløs bruk: Trådløs

Drift

Ladetid: 100 min

Spenning: 100–240 V

Driftstid: Minst 370 lysglimt

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy effekt: Leverer <gt/> 140 000 lysglimt

Tilbehør

Presisjonstilbehør (2 cm²): For sikker bruk i ansiktet

Kroppstilbehør (4 cm²): For bruk nedenfor halsen

Service

Garanti: 2 years global warranty

Deler som medfølger

Lader: Flerspenningslader

Brukerhåndbok: Hurtigstartveiledning

Påføringstid

Legg: 8 min

Armhule: 1 min

Bikininlinje: 1 min

Ansiktksområder: 1 min

