

# PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Lumea Prestige

Avec technologie SenseIQ

Zones de précision, corps, visage

Avec capteur SmartSkin

Fonctionne sans fil et sur secteur



BRI954/00



## Une peau lisse pendant 6 mois\*

3 embouts intelligents, pour des résultats optimaux

Le Philips Lumea Prestige avec technologie SenseIQ est le plus efficace de nos épilateurs à lumière pulsée. Conçu pour permettre une utilisation pratique à domicile, il est équipé d'accessoires intelligents qui épousent parfaitement vos courbes et adaptent les programmes à chaque zone de votre corps.

### Liberté absolue, contraintes minimales

- Avec capteur SmartSkin
- Application Lumea IPL, avec vous à chaque étape
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire

### Une peau durablement lisse avec la technologie IPL Lumea


- Expert de la lumière pulsée à domicile, développée avec des dermatologues
- Utilisation avec ou sans fil
- Douceur et efficacité prouvées
- Convient à de nombreux types de peau et de poils
- Technologie SenseIQ pour une épilation personnalisée

### Traitement professionnel à la lumière pulsée

- Des embouts intelligents qui adaptent le programme à chaque zone du corps
- Embout pour le corps de forme concave
- Embout de précision pour le visage avec filtre supplémentaire
- Embout de précision pour la zone du maillot et les aisselles


## Points forts

### Lumea prévient la repousse des poils\*




IPL est l'abréviation de Intense Pulsed Light, ou lumière pulsée. Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil pour endormir le follicule, ce qui réduit progressivement votre pilosité. Des séances régulières laissent votre peau parfaitement nette et lisse. Cette technologie de prévention de la repousse des poils est une solution sûre et douce, même sur les zones sensibles. Philips Lumea a fait l'objet de tests cliniques et a été développé en collaboration avec des dermatologues, pour une solution simple et efficace à domicile.

### Efficacité prouvée



Des études objectives ont mis en évidence jusqu'à 92 % de réduction de la pilosité après trois séances\*\*. Effectuez les quatre premières séances toutes les deux semaines, et les huit séances suivantes toutes les quatre semaines. Au bout de 12 séances, vous pourrez bénéficier de six mois de peau douce\*.

### Types de peau et de poils adaptés



L'épilateur Philips Lumea Prestige est efficace sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond

foncé, bruns et noirs et sur les teintes de peau allant de très blanc à marron foncé. La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. C'est pour cette raison que les appareils Lumea (comme les autres épilateurs à lumière pulsée) ne peuvent pas être utilisés sur les poils blancs, gris, blond clair ou roux, et ne sont pas adaptés aux peaux très foncées.

### Technologie SenseIQ



Analyse. Le capteur SmartSkin détecte votre couleur de peau et indique le réglage d'intensité lumineuse le plus confortable. Adapte. Les embouts intelligents adaptent les programmes d'épilation en fonction de chaque zone du corps. Prend soin. Développé pour vous en collaboration avec des dermatologues, il permet d'éliminer les poils durablement, tout en douceur, même sur les zones sensibles\*\*\*.

### Traitement des zones du corps



Votre corps est unique. Sa peau, ses courbes et ses contours méritent une prise en charge tout aussi unique. Les accessoires pour tout le corps du Lumea sont profilés pour suivre parfaitement toutes vos courbes, et ils adaptent les programmes à chaque zone du corps. Les fenêtres de flashage sont conçues pour maximiser le contact avec la peau afin qu'aucune lumière ne s'échappe, permettant ainsi une utilisation douce et efficace, même sur les zones sensibles ou délicates.

### Embout de précision



L'embout de précision est de taille moyenne et doté d'une fenêtre de flashage de 3 cm<sup>2</sup> afin de permettre une utilisation précise sur la zone du maillot et les aisselles. Sa forme incurvée suit parfaitement les courbes du corps, maximisant le contact avec la peau. Lorsque cet embout est clipsé sur l'appareil, il déclenche un programme parfaitement adapté à ces zones du corps.

### Embout pour le corps



L'embout intelligent pour le corps est doté de notre plus grande fenêtre de flashage (4,1 cm<sup>2</sup>), idéale pour épiler rapidement de grandes zones du corps telles que les jambes, les bras et le ventre. Sa forme concave suit parfaitement les courbes du corps, maximisant le contact avec la peau. Clipsez cet embout pour qu'il déclenche un programme parfaitement adapté à la zone de votre corps. 83 % des femmes se disent satisfaites de la réduction de leur pilosité au niveau des jambes\*\*\*\*.

### Embout pour le visage

L'embout pour le visage a été conçu avec une petite fenêtre plate de 2 cm<sup>2</sup> vous permettant d'éliminer efficacement et en douceur votre pilosité faciale. Idéal pour la lèvre supérieure, le menton ou la mâchoire, cet embout intègre en outre un filtre supplémentaire. Lorsqu'il est fixé à l'appareil, cet embout intelligent adapte automatiquement le flashage à votre visage. 84 % des femmes se disent satisfaites de la réduction de leur pilosité faciale\*.

# Caractéristiques

## Caractéristiques techniques, accessoires

**Embout pour le traitement du corps:** Forme : convexe, Taille de la fenêtre : 4,1 cm<sup>2</sup>, Utilisation adaptée au corps

**Embout pour le traitement du visage:** Forme : plate, Taille de la fenêtre : 2 cm<sup>2</sup>, filtre supplémentaire, Utilisation adaptée au visage

**Embout de traitement de précision:** Forme : concave, précise, Taille de la fenêtre : 3 cm<sup>2</sup>, Utilisation adaptée aux aisselles, Utilisation adaptée à la zone du maillot

## Sites d'application

**Zones corporelles:** Bras, Jambes, Ventre

**Zones sensibles:** Aisselles, Maillot

**Zones du visage:** Menton, Lèvre supérieure, Menton

## Sécurité et réglages modifiables

**Filtre UV intégré:** Protège votre peau des rayons UV

**5 réglages d'intensité lumineuse:** S'adapte à votre teint de peau

**Système de sécurité intégré:** Évite les flashes accidentels

**Capteur de couleur de peau:** Détecte votre teint de peau

**Capteur SmartSkin:** Le réglage adapté à la demande

## Mode d'application

**Glisser et flasher:** Pour une utilisation rapide

**Utilisation avec ou sans fil:** Fonctionne sans fil et sur secteur

**Tamponner et flasher:** Pour une utilisation sur les petites zones

## Alimentation

**Tension:** 100-240 V

## Caractéristiques techniques

**Lampe haute performance:** Produit <gt/> 250 000 flashes\*\*\*\*

## Services

**Garantie:** Garantie mondiale de 2 ans

## Éléments inclus

**Instructions d'utilisation:** Mode d'emploi

**Stockage:** Étui de luxe

**Adaptateur:** 19,5 V / 4 000 mA

## Heure de l'application

**Aisselle:** 2,5 min

**Maillot:** 2 min

**Zones du visage:** 1,5 min

**Demi-jambes:** 8,5 min

