

PHILIPS

Urządzenie IPL do depilacji światłem

Lumea 9000

Wyposażone w technologię SenseIQ

Obszary wrażliwe, ciało, twarz

Z czujnikiem SmartSkin

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

BRI955/00



Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*

dzięki naszej najszybszej i najskuteczniejszej depilacji IPL

Nasz najszybszy i najbardziej wydajny depilator IPL – efekt utrzymujący się przez 6 miesięcy po pełnym cyklu zabiegów**. Philips Lumea IPL 9000 z technologią SenseIQ zapewnia długotrwały efekt depilacji, którą dokonasz samodzielnie w domowym zaciszu. Spersonalizowane porady i harmonogramy aplikacji Lumea IPL pozwalają na długo cieszyć się gładką skórą.

Gładka skóra przez długi czas dzięki technologii Lumea IPL

- Technologia IPL do użytku domowego opracowana we współpracy z dermatologami
- Potwierdzona delikatność i skuteczność zabiegów
- Technologia SenseIQ zapewnia depilację dostosowaną do Twoich potrzeb
- 450 000 błysków*****

Dostosowanie zabiegów do różnych obszarów ciała

- Precyzyjna nasadka do okolic bikini i obszarów pod pachami
- Nasadka do ciała o wyprofilowanej konstrukcji
- Precyzyjna nasadka do twarzy z dodatkowym filtrem
- Czujnik SmartSkin z pięcioma ustawieniami komfortu
- Spersonalizuj swoje zabiegi za pomocą aplikacji Philips Lumea IPL
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów


Łatwość użytkowania

- The most convenient IPL *****

Dostosowanie zabiegów do różnych obszarów ciała


Zalety

Gładka skóra przez 6 miesięcy*



Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light). Technologia ta poprzez wykorzystanie delikatnego ciepłego światła hamuje wzrost włosów. Światło przedostaje się do cebulki włosa i sprawia, że jego mieszek przechodzi w fazę spoczynku, a sam włos wypada. Powtarzanie zabiegów stopniowo zapobiega odrastaniu włosów, dzięki czemu skóra pozostaje gładka w dotyku. Urządzenie Philips Lumea zostało opracowane we współpracy z dermatologami i przetestowane w warunkach klinicznych, aby umożliwić łatwe, skuteczne i wygodne przeprowadzanie zabiegów – także w przypadku delikatnych obszarów ciała – w domowym zaciszu.

Do 92% mniej włosów, już po 3 zabiegach***



Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie do 92% po zastosowaniu trzech zabiegów***. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następne osiem co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez 6 miesięcy*.

Technologia SenseIQ



Rozpoznaje: czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie światła. Dostosowuje się: inteligentne nasadki uruchamiają programy dostosowane do danego obszaru ciała. Pielęgnuje: urządzenie opracowane wspólnie z dermatologami i zainspirowane Tobą pozwala na delikatne usuwanie włosów na długi czas, nawet na wrażliwych obszarach****.

450 000 błysków*****



Nasza lampka przez cały okres eksploatacji może wykonać do 450 000 naświetleń*****.

Zabiegi na różnych obszarach ciała



Twoje ciało jest wyjątkowe i każdy jego obszar zasługuje na wyjątkowe traktowanie. Nasadki do całego ciała urządzenia Lumea idealnie dopasowują się do jego naturalnych kształtów. Same dobierają program do danego obszaru. Okienka są skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie przylegały do skóry i światło nie

wydostawało się na zewnątrz, dzięki czemu można skutecznie depilować delikatne lub wrażliwe miejsca na ciele.

Precyzyjna nasadka



Średniej wielkości precyzyjna nasadka o wyprofilowanej konstrukcji umożliwia precyzyjne wykonywanie zabiegów w okolicach bikini i pod pachami (rozmiar okienka 3 cm²). Wyprofilowana konstrukcja dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając maksymalny kontakt ze skórą. Po nałożeniu nasadki na urządzenie automatycznie uruchamia się program specjalnie dostosowany do tych obszarów ciała.

Nasadka do ciała



Inteligentna nasadka do ciała ma największe okienko (4,1 cm²), więc doskonale sprawdza się podczas zabiegów na większych obszarach, takich jak nogi, ręce i brzuch. Wyprofilowana konstrukcja przylega do ciała, zapewniając maksymalny kontakt urządzenia ze skórą. Po nałożeniu nasadki na urządzenie automatycznie uruchamia się program specjalnie dostosowany do tych obszarów ciała. 83% kobiet jest zadowolonych ze skuteczności usuwania włosów na nogach*****.

Dane techniczne

Dodatki dotyczące specyfikacji technicznych

Nasadka do depilacji ciała: Kształt: wypukły, Rozmiar okienka: 4,1 cm², Program do ciała

Nasadka do depilacji twarzy: Kształt: płaski, Rozmiar okienka: 2 cm², dodatkowy filtr, Program do twarzy

Nasadka do precyzyjnych zabiegów: Kształt: wklęsły; do precyzyjnych zabiegów, Rozmiar okienka: 3 cm², Program do okolic bikini, Program do skóry pod pachami

Obszary poddawane zabiegowi

Obszary ciała: Ramiona, Nogi, Brzuch

Obszary twarzy: Podbródek, Górna warga,

Linia szczęki

Wrażliwe obszary: Pachy, Okolice bikini

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość

dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwalaniem błysków

Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień skóry

Czujnik SmartSkin: Odpowiednie ustawienie na żądanie

Tryb aplikacji

Tryb przesunięcia i błysku: Do szybkiego zastosowania

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa:

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na małych obszarach ciała

Zasilanie

Napięcie: 100–240 V

Skuteczny system: Akumulator

Dane techniczne

Wysokowydajna lampa: Dostarcza 450 000 błysków****

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca na całym świecie + dodatkowy rok gwarancji po rejestracji produktu w ciągu 90 dni

Elementy wchodzące w skład zestawu

Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Elegancki pokrowiec

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Czas aplikacji

Okolica pod pachami: 2,5 min

Linia bikini: 2 min

Obszary twarzy: 1,5 min

Podudzia: 8,5 min



* Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami

** Zmniejszenie ilości włosów średnio o 58% po 12 zabiegach.

*** W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów; mierzone na nogach, efekty mogą być inne u różnych osób.

**** Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 z 55 kobiet osiąga 92% lub więcej wyników.

***** Obliczono w przypadku stosowania na dolnej części nóg, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.

***** Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 46 kobiet. Wyniki uzyskane po 3 zabiegach na nogach, w okolicach bikini i pod pachami oraz 2 zabiegach na twarzy.

***** Na podstawie użytkowania bezprzewodowego, rozmiaru okienka i wyprofilowanych nasadek.

***** Badanie przeprowadzone w 2020 r. w Wielkiej Brytanii na grupie 190 osób.