

PHILIPS

Urządzenie IPL do depilacji światłem

Lumea 9000

Wyposażone w technologię SenseIQ

Skóra pod pachami, bikini, ciało, twarz


Z czujnikiem SmartSkin

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe




Zalety

Gładka skóra przez 6 miesięcy*




Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light). Technologia ta poprzez wykorzystanie delikatnego ciepłego światła hamuje wzrost włosów. Światło przedostaje się do cebulki włosa i sprawia, że jego mieszek przechodzi w fazę spoczynku, a sam włos wypada. Powtarzanie zabiegów stopniowo zapobiega odrastaniu włosów, dzięki czemu skóra pozostaje gładka w dotyku. Urządzenie Philips Lumea zostało opracowane we współpracy z dermatologami i przetestowane w warunkach klinicznych, aby umożliwić łatwe, skuteczne i wygodne przeprowadzanie zabiegów – także w przypadku delikatnych obszarów ciała – w domowym zaciszu.

Do 92% mniej włosów, już po 3 zabiegach***



Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie do 92% po zastosowaniu trzech zabiegów***. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następnie osiem co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez 6 miesięcy*.

Technologia SenseIQ



Rozpoznaje: czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie światła. Dostosowuje się: inteligentne nasadki uruchamiają programy dostosowane do danego obszaru ciała. Pielęgnuje: urządzenie opracowane wspólnie z dermatologami i zainspirowane Tobą pozwala na delikatne usuwanie włosów na długi czas, nawet na wrażliwych obszarach****.

450 000 błysków*****



Nasza lampka przez cały okres eksploatacji może wykonać do 450 000 naświetleń*****.

Zabiegi na różnych obszarach ciała



Twoje ciało jest wyjątkowe i każdy jego obszar zasługuje na indywidualne traktowanie. Nasadki do całego ciała urządzenia Lumea idealnie dopasowują się do jego naturalnych kształtów. Same dobierają program do danego

obszaru. Okienka są skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie przylegały do skóry i światło nie wydostawało się na zewnątrz, dzięki czemu można skutecznie depilować delikatne lub wrażliwe miejsca na ciele.

Nasadka do obszarów pod pachami



Specjalnie wyprofilowana nasadka została zaprojektowana z myślą o trudno dostępnych obszarach pod pachami (okienko o średnim rozmiarze, 3 cm²). Po nałożeniu nasadki na urządzenie automatycznie uruchamia się program specjalnie dostosowany do tego obszaru. 86% kobiet jest zadowolonych ze skuteczności usuwania włosów pod pachami*****.

Nasadka do okolic bikini



Po nałożeniu nasadki na urządzenie automatycznie uruchamia się program specjalnie dostosowany do okolic bikini. Nasadka ma okienko o rozmiarze 3 cm² i dodatkowy, przezroczysty filtr. Jest wyprofilowana tak, aby dopasowywać się do kształtu ciała, zapewniając maksymalny kontakt, wydajność i komfort. 78% kobiet jest zadowolonych ze skuteczności usuwania włosów w okolicy bikini*****.

Dane techniczne

Nasadki – dane techniczne

Nasadka do depilacji ciała: Kształt: wypukły, Rozmiar okienka: 4,1 cm², Program do ciała

Nasadka do depilacji twarzy: Kształt: płaski, Rozmiar okienka: 2 cm², dodatkowy filtr, Program do twarzy

Dodatki dotyczące specyfikacji technicznych

Nasadka do depilacji pach: Kształt: wklęsły, Program do skóry pod pachami, Rozmiar okienka: 3 cm²

Nasadka do depilacji okolic bikini: Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm², dodatkowy filtr, Program do okolic bikini

Moc

Napięcie: 100–240 V

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązuje na całym świecie + dodatkowy rok gwarancji po rejestracji produktu w ciągu 90 dni

Dane techniczne

Wysokowydajna lampa: Dostarcza 450 000 błysków****

Obszary poddawane zabiegowi

Obszary ciała: Ramiona, Nogi, Brzuch

Wrażliwe obszary: Okolice bikini

Obszary twarzy: Podbródek, Górna warga, Linia szczęki

Elementy wchodzące w skład zestawu

Przechowywanie: Elegancki pokrowiec

Elementy zestawu

Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Łącznik: 19,5 V / 4000 mA

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień skóry

Czujnik SmartSkin: Odpowiednie ustawienie na żądanie

Czas zabiegu

Podudzie: 8,5 min

Okolica pod pachami: 2,5 min

Linia bikini: 2 min

Obszary twarzy: 1,5 min

Moc

Skuteczny system: Akumulator



* Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami

** Zmniejszenie ilości włosów średnio o 58% po 12 zabiegach.

*** W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów; mierzone na nogach, efekty mogą być inne u różnych osób.

**** Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 z 55 kobiet osiąga 92% lub więcej wyników.

***** Obliczono w przypadku stosowania na dolnej części nóg, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.

***** Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 46 kobiet. Wyniki uzyskane po 3 zabiegach na nogach, w okolicach bikini i pod pachami oraz 2 zabiegach na twarzy.

***** Na podstawie użytkownika bezprzewodowego, rozmiaru okienka i wyprofilowanych nasadek.

***** Badanie przeprowadzone w 2020 r. w Wielkiej Brytanii na grupie 190 osób.