

PHILIPS

Urządzenie IPL do depilacji światłem

Lumea 9000

Wyposażone w technologię SenseIQ

Skóra pod pachami, bikini, ciało, twarz

Z czujnikiem SmartSkin

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe



BRI957/00



Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*

dzięki naszej najszybszej i najskuteczniejszej depilacji IPL

Nasz najszybszy i najbardziej wydajny depilator IPL – efekt utrzymujący się przez 6 miesięcy po pełnym cyklu zabiegów**. Philips Lumea IPL 9000 z technologią SenseIQ zapewnia długotrwały efekt depilacji, którą dokonasz samodzielnie w domowym zaciszu. Spersonalizowane porady i harmonogramy aplikacji Lumea IPL pozwalają na długo cieszyć się gładką skórą.

Gładka skóra przez długi czas dzięki technologii Lumea IPL

- Technologia IPL do użytku domowego opracowana we współpracy z dermatologami
- Potwierdzona delikatność i skuteczność zabiegów
- Technologia SenseIQ zapewnia depilację dostosowaną do Twoich potrzeb
- 450 000 błysków****

Dostosowanie zabiegów do różnych obszarów ciała

- Nasadka do obszarów pod pachami o wyprofilowanej konstrukcji
- Nasadka z dodatkowym filtrem do okolicy bikini
- Nasadka do ciała o wyprofilowanej konstrukcji
- Precyzyjna nasadka do twarzy z dodatkowym filtrem
- Czujnik SmartSkin z pięcioma ustawieniami komfortu
- Spersonalizuj swoje zabiegi za pomocą aplikacji Philips Lumea IPL
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Łatwość użytkowania

Dostosowanie zabiegów do różnych obszarów ciała

Zalety


Gładka skóra przez 6 miesięcy*

Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light). Technologia ta poprzez wykorzystanie delikatnego ciepłego światła hamuje wzrost włosów. Światło przedostaje się do cebulki włosa i sprawia, że jego mieszek przechodzi w fazę spoczynku, a sam włos wypada. Powtarzanie zabiegów stopniowo zapobiega odrastaniu włosów, dzięki czemu skóra pozostaje gładka w dotyku. Urządzenie Philips Lumea zostało opracowane we współpracy z dermatologami i przetestowane w warunkach klinicznych, aby umożliwić łatwe, skuteczne i wygodne przeprowadzanie zabiegów – także w przypadku delikatnych obszarów ciała – w domowym zaciszu.

Do 92% mniej włosów, już po 3 zabiegach***

Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie do 92% po zastosowaniu trzech zabiegów***. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następne osiem co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez 6 miesięcy*.

Technologia SenseIQ



Rozpoznaje: czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie światła. Dostosowuje się: inteligentne nasadki uruchamiają programy dostosowane do danego obszaru ciała. Pielęgnuje: urządzenie opracowane wspólnie z dermatologami i zainspirowane Tobą pozwala na delikatne usuwanie włosów na długi czas, nawet na wrażliwych obszarach****.

450 000 błysków*****

Nasza lampa przez cały okres eksploatacji może wykonać do 450 000 naświetleń*****.

Zabiegi na różnych obszarach ciała

Twoje ciało jest wyjątkowe i każdy jego obszar zasługuje na wyjątkowe traktowanie. Nasadki do całego ciała urządzenia Lumea idealnie dopasowują się do jego naturalnych kształtów. Same dobierają program do danego obszaru. Okienka są skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie przylegały do skóry i światło nie wydostawało się na zewnątrz, dzięki czemu można skutecznie depilować delikatne lub wrażliwe miejsca na ciele.

Nasadka do obszarów pod pachami

Specjalnie wyprofilowana nasadka została zaprojektowana z myślą o trudno dostępnych obszarach pod pachami (okienko o średnim rozmiarze, 3 cm²). Po nałożeniu nasadki na urządzenie automatycznie uruchamia się program specjalnie dostosowany do tego obszaru. 86% kobiet jest zadowolonych ze skuteczności usuwania włosów pod pachami*****.

Nasadka do okolic bikini

Po nałożeniu nasadki na urządzenie automatycznie uruchamia się program specjalnie dostosowany do okolic bikini. Nasadka ma okienko o rozmiarze 3 cm² i dodatkowy, przezroczysty filtr. Jest wyprofilowana tak, aby dopasowywać się do kształtu ciała, zapewniając maksymalny kontakt, wydajność i komfort. 78% kobiet jest zadowolonych ze skuteczności usuwania włosów w okolicy bikini*****.

Nasadka do ciała

Inteligentna nasadka do ciała ma największe okienko (4,1 cm²), więc doskonale sprawdza się podczas zabiegów na większych obszarach, takich jak nogi, ręce i brzuch. Wyprofilowana konstrukcja przylega do ciała, zapewniając maksymalny kontakt urządzenia ze skórą. Po nałożeniu nasadki na urządzenie automatycznie uruchamia się program specjalnie dostosowany do tych obszarów

ciała. 83% kobiet jest zadowolonych ze skuteczności usuwania włosów na nogach*****.

Nasadka do twarzy

Nasadka do twarzy jest wyposażona w małe okienko o powierzchni 2 cm², które umożliwia skuteczną i delikatną depilację włosów na twarzy. Nasadka idealnie nadaje się do depilacji nad górną wargą, na podbródku i na linii szczęki. Wyposażona jest także w dodatkowy filtr. Po założeniu na urządzenie nasadka automatycznie dostosowuje do twarzy sposób świecenia. 84% kobiet jest zadowolonych ze skuteczności usuwania włosów na twarzy*****.

Czujnik SmartSkin

Urządzenie Philips Lumea IPL z technologią SenseIQ ma 5 łatwych do wyboru ustawień światła. Czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie dla każdego obszaru ciała.

Zasilanie akumulatorowe

Philips Lumea 9000 jest jedynym bezprzewodowym urządzeniem do depilacji światłem w naszej ofercie. Umożliwia wygodne wykonywanie zabiegów na trudno dostępnych obszarach bez konieczności uważania na kabel. Bezprzewodowość oznacza także, że możesz wygodnie usuwać włosy, będąc w dowolnym miejscu w domu.

Aplikacja Philips Lumea IPL

Bezpłatna aplikacja Lumea IPL pomaga osiągnąć jeszcze lepsze efekty. Dzięki niej uzyskanie trwałego efektu gładkiej skóry utrzymującego się nawet przez 6 miesięcy* jest jeszcze łatwiejsze – a wszystko to w domowym zaciszu. Ta intuicyjna aplikacja pomoże Ci na każdym etapie, zapewniając porady i wskazówki dotyczące technik depilacji, a spersonalizowane programy i adaptacyjne planowanie zabiegów pozwolą dostosować moment depilacji do Twojego trybu życia. Dzięki temu zawsze będziesz błyskawicznie gotowa.

Dane techniczne

Dodatki dotyczące specyfikacji technicznych

Nasadka do depilacji ciała: Kształt: wypukły, Rozmiar okienka: 4,1 cm², Program do ciała

Nasadka do depilacji twarzy: Kształt: płaski, Rozmiar okienka: 2 cm², dodatkowy filtr,

Program do twarzy

Nasadka do depilacji pach: Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm², Program do skóry pod pachami

Nasadka do depilacji okolic bikini: Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm², dodatkowy filtr, Program do okolic bikini

Obszary poddawane zabiegowi

Obszary ciała: Ramiona, Nogi, Brzuch

Wrażliwe obszary: do okolic bikini

Obszary twarzy: Górna warga, Podbródek,

Linia szczęki

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość

dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień skóry

Czujnik SmartSkin: Odpowiednie ustawienie na żądanie

Tryb aplikacji

Tryb przesunięcia i błysku: Do szybkiego zastosowania

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na małych obszarach ciała

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa:

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Zasilanie

Napięcie: 100–240 V

Skuteczny system: Akumulator

Dane techniczne

Wysokowydajna lampa: Dostarcza 450 000 błysków****

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca na całym świecie + dodatkowy rok gwarancji po rejestracji produktu w ciągu 90 dni

Elementy wchodzące w skład zestawu

Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Elegancki pokrowiec

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Czas aplikacji

Okolica pod pachami: 2,5 min

Linia bikini: 2 min

Obszary twarzy: 1,5 min

Podudzia: 8,5 min



* Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami

** Zmniejszenie ilości włosów średnio o 58% po 12 zabiegach.

*** W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów; mierzone na nogach, efekty mogą być inne u różnych osób.

**** Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 z 55 kobiet osiąga 92% lub więcej wyników.

***** Obliczono w przypadku stosowania na dolnej części nóg, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.

***** Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 46 kobiet. Wyniki uzyskane po 3 zabiegach na nogach, w okolicach bikini i pod pachami oraz 2 zabiegach na twarzy.

***** Na podstawie użytkowania bezprzewodowego, rozmiaru okienka i wyprofilowanych nasadek.

***** Badanie przeprowadzone w 2020 r. w Wielkiej Brytanii na grupie 190 osób.