

PHILIPS

Sistema de depilación IPL

Lumea Essential

Solo para uso en el cuerpo

15 minutos para medias piernas

Vida útil > 100 000 pulsos de luz

Cable extra largo



SC1991/00



La manera ideal de evitar que el vello vuelva a crecer

para disfrutar de una piel suave en casa

El sistema IPL Philips Lumea hace maravillas para inhibir la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Suavidad duradera

- Eficacia sin esfuerzo
- Disfruta de una piel suave a diario

Sistema de depilación con tecnología IPL

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar

Suave y eficaz, incluso en la piel sensible

- Para el uso en el cuerpo
- Se adapta a tu tipo de piel
- Cinco posiciones de energía de luz ajustables
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido

Diseño con cable compacto

- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales

Destacados

Disfruta de una piel suave a diario



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.

Eficacia sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.


Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada


intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.

Cinco posiciones de energía de luz



Philips Lumea dispone de cinco posiciones de energía de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Y si las utilizas correctamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello de las zonas del cuerpo por debajo del cuello: piernas, axilas, línea del bikini, brazos y línea alba.

Accesorio corporal más grande, 4 cm²




El accesorio corporal más grande permite un tratamiento más rápido de zonas grandes como las piernas.

No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea es una solución completa que se vende preparada para funcionar directamente. Y lo que es más importante, no necesita ninguna bombilla de repuesto ni geles.

Vello y tipos de piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para piel oscura.

Especificaciones

Zonas de aplicación

Cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Modo de aplicación

Paso y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

Uso con/sin cable: Con cable

Potencia

Tensión: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona > 100 000 pulsos

Accesorios

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

Adaptador: 24 V/1500 mA

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8 min

Axilas: 1 minuto

Zona del bikini: 1 minuto

