

# PHILIPS

Sistema IPL de  
remoção de pelos

Lumea Precision  
Plus

Para uso no corpo, rosto e virilha

15 minutos para pernas

Vida útil >140.000 flashes  
de luz

Design sem fio



SC2008/11



## A maneira ideal de evitar o crescimento dos pelos para você ter uma pele macia em casa

O Philips Lumea IPL é a solução sem fio de alto desempenho para impedir o reaparecimento dos pelos no rosto e no corpo. Os flashes de luz suaves, aplicados regularmente, mantêm a pele lisinha todos os dias.

### **Maciez todos os dias**

- Sua pele macia todos os dias
- Eficiência sem esforço

### **Remoção de pelos com a tecnologia IPL**

- Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa
- Adequado para diversos tipos de pelo e pele

### **Suave e eficiente no corpo, rosto e virilha**

- Seguro e eficaz até mesmo nas regiões sensíveis
- Acessório grande para aparar os pelos do corpo com agilidade
- Acessório para tratamento facial seguro
- Acessório para tratamento especializado dos pelos da virilha
- Cinco ajustes de intensidade

### **Total liberdade, sem complicação**

- Uso sem fio: mais praticidade
- Não há custos ocultos nem a necessidade de peças substitutas.

# Destaque

## Maciez todos os dias



O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.

## Eficiência sem esforço



Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de quatro tratamentos quinzenais, deixando a pele lisinha e sem pelos. Para manter esses resultados, você deve repetir o tratamento sempre que for necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo da pessoa.

## Tecnologia IPL



O Philips Lumea utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com praticidade e

segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 2 mil mulheres.

## Tipos de pele e pelo adequados

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

O Philips Lumea funciona perfeitamente com pelos louro-escuros (naturais), castanhos e pretos. Assim como outros tratamentos a laser, o Philips Lumea NÃO funciona corretamente com pelos ruivos, louro-claros, grisalhos ou brancos. O Philips Lumea também NÃO é adequado para peles escuras.

## Áreas de aplicação



Use com total confiança para a remoção de pelos do rosto (buço, cavanhaque e costeletas) e regiões do corpo incluindo, pernas, axilas, área do biquíni, estômago e braços.

## Ágil tratamento nas pernas



Acessório grande para aparar rapidamente regiões maiores, como as pernas.

## Maior proteção para o rosto



O acessório para o rosto tem seu próprio filtro de luz integrado especialmente desenvolvido para garantir segurança e praticidade de uso no buço, no queixo e nas costeletas. Ele também pode ser usado em outras áreas sensíveis do corpo, por exemplo, axilas e outras áreas difíceis de alcançar.

## Acessório para virilha



Acessório para a virilha para um tratamento de alto desempenho dos pelos da virilha. Os pelos nessa área tendem a ser geralmente mais fortes e mais grossos do que os pelos da perna.

## Cinco ajustes de luz



O Philips Lumea conta com cinco ajustes de intensidade para garantir um tratamento confortável e eficaz. Quando usado corretamente, o tratamento IPL é seguro e confortável: até mesmo em peles e áreas sensíveis do corpo.

# Especificações

## Áreas de aplicação

**Áreas do corpo:** Pernas, Braços, Barriga, Virilha, Axilas

**Áreas da face:** Queixo, Costeletas, Buço

## Ajustes para controle e segurança

**Filtro UV integrado:** Protege a pele contra os raios UV

**5 ajustes de energia da luz:** Ajustável ao seu tipo de pele

**Sistema de segurança integrado:** Evita flashes acidentais

## Modo de aplicação

**Slide and Flash:** Maior praticidade

**Step and Flash:** Para realizar o tratamento em regiões curvas

**Uso com fio / sem fio:** Sem fio

## Alimentação elétrica

**Tempo de carregamento:** 100 min

**Voltagem:** 100-240 V

**Tempo de funcionamento:** No mínimo 370 feixes

## Especificações técnicas

**Lâmpada de alto desempenho:** Emite <gt/> 140.000 feixes

## Acessórios

**Bocal convencional (4 cm<sup>2</sup>):** Para uso abaixo da linha do pescoço

**Acessório para a virilha (2 cm<sup>2</sup>):** Tratamento especial para pelos da virilha

**Acessório para o rosto (2 cm<sup>2</sup>):** Para aplicação segura no rosto

## Serviço

**Garantia:** 2 anos de garantia mundial

## Itens inclusos

**Instruções de uso:** Guia de início rápido,

Manual do Usuário

**Carregador:** Carregador bivolt

**Armazenamento:** Estojo

## Tempo de aplicação

**Parte inferior da perna:** 8 min

**Axila:** 1 min

**Linha do biquíni:** 1 min

**Áreas da face:** 1 min

