

PHILIPS

IPL 脉冲光脱毛仪

Lumea Essential

仅适合身体使用

照射小腿 15 分钟

使用寿命超过十万次闪光

超长电源线



SC1991/80



抑制毛发再生的突破性方案

在家中自行使用，即可保持柔滑肌肤

怎样脱毛不会再长？飞利浦 Lumea IPL 能够创造防止毛发再生的奇迹。用柔和的光脉冲定期照射，即可令您的肌肤每天如丝般柔滑。

持久柔滑

- 轻松高效
- 享受柔滑肌肤每一天

IPL 技术脱毛

- 专为在家中安全使用而打造

轻柔高效，即使敏感肌肤也可以使用

- 适合身体使用
- 可根据您的皮肤类型进行调节
- 5 种可调节的光能设置
- 更大的身体配件，脱毛更快速

紧凑的有线设计

- 不需要替换部件，无隐性花费

产品亮点

享受柔滑肌肤每一天



飞利浦 Lumea 以柔和的光脉冲深入照射毛发根部，使毛发自然脱落并抑制毛发再生。定期使用可令您每天纵享柔滑肌肤。

轻松高效



我们的临床研究显示，每两周使用一次，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤光滑无毛。为保持良好效果，可根据需要重复照射。照射间隔期可能因个人的毛发再生情况而异。

IPL 技术



飞利浦 Lumea 采用源自专业美容院的创新强脉冲光 (IPL) 技术并进行了优化，以便您在舒适的家中安全、高效地使用。飞利浦与顶尖的皮肤科专家紧

密合作，倾力打造出我们突破性的脱毛系统。十余年来，我们进行了大量的消费者研究，参与的志愿者超过 2000 名。

5 种光能设置



飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。

适用部位



请放心用它来去除颈部以下各个部位的毛发：腿部、腋下、敏感区域、两臂和腹部。

更大的身体配件，4 平方厘米




适用于更大面积的身体配件，可快速照射腿部等面积较大的部位。

不需要替换部件



飞利浦 Lumea 是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯泡或凝胶。

适合的毛发和皮肤类型



飞利浦 Lumea 可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。飞利浦 Lumea 和其他光照脱毛方法一样，对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效。飞利浦 Lumea 也不适用于深色皮肤。

规格

应用领域

身体区域: 手臂, 腿部, 腹部, 比基尼区域, 腋下

安全性和可调节设置

集成紫外线滤光器: 防止皮肤受到紫外线伤害

5 种光能设置: 可根据您的皮肤类型进行调节

集成式安全系统: 防止意外闪光

照射模式

步进和闪光: 适于照射弯曲部位

有线/无线使用: 有线

功率

电压: 100-240 伏

技术规格

高性能灯: 提供多于十万次闪光

附件

适用于身体的配件 (4 平方厘米): 适用颈部以下部位

服务

保修: 2 年全球保修

包含

使用说明书: 快速入门指南, 用户手册

存储: 套

适配器: 24V / 1500mA

照射时间

小腿: 8 分钟

腋下: 1 分钟

比基尼线: 1 分钟

