

PHILIPS

IPL matiņu
noņemšanas sistēma

Lumea Precision Plus

sejai, ķermenim, bikini zonai

15 minūtes apakšstilbu apstrādei

Kalp. laiks <gt/>140 000
gaismas impulsi

Bezvadu konstrukcija



SC2008/11



Ideāls paņēmiens, lai atbrīvotos no matiņiem gludas ādas uzturēšanai mājas apstākļos

Philips Lumea IPL ir viektīvākais bezvadu IPL risinājums, kas darbojas apbrīnojami efektīvi, lai novērstu matiņu ataugšanu uz sejas un ķermeņa. Maigi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini gludu katru dienu.

Ilgstoši gluda āda

- Izbaudiet gludu ādu katru dienu
- Efektīvi un bez piepūles

Matiņu noņemšana ar IPL tehnoloģiju

- Izstrādāta drošai izmantošanai savās mājās
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem

Saudzīgs un efektīvs uz ķermeņa, sejas un bikini zonas


- Droša un efektīva lietošana pat jutīgās zonās
- Lielāks ķermeņa piederums ātrai procedūrai
- Sejas uzgalis drošai sejas ādas kopšanai
- Uzgalis īpaši bikini zonas matiņu apstrādei
- Pieci pielāgojami gaismas enerģijas iestatījumi

Maksimāla brīvība, minimāla piepūle

- Bezvadu lietošanas komforts
- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām

Izceltie produkti

Ilgsti gluda āda



Philips Lumea sūta saudzīgus gaismas impulsus matiņa saknei. Tā rezultātā matiņš pats izkrīt, un tiek kavēta matiņa atkārtota ataugšana. Šīs procedūras regulāra atkārtošana saglabās gludu ādu ikdienā.

Efektīvi un bez piepūles



Mūsu klīniskie pētījumi ir pierādījuši ievērojamu matiņu samazināšanos, veicot procedūru tikai četras reizes ik pēc divām nedēļām, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem. Lai saglabātu šos rezultātus, vienkārši atkārtojiet procedūru, kad nepieciešams. Laiks starp procedūrām var būt dažāds atkarībā no matiņu ataugšanas individuālajām īpatnībām.

IPL tehnoloģija



Sistēmā Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta no tehnoloģijas, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem

dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 sievietēm.

Piemēroti matiņu un ādas tipi

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea ir efektīvs, lai atbrīvotos no (dab.) tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem. Philips Lumea sistēma, tāpat kā citas gaismas procedūras, NAV efektīva sarkaniem, gaiši blondiem vai baltiem/sirmiemiem matiem. Philips Lumea arī NAV piemērota ļoti tumšai ādai.

Izmantošanas zonas



Droši izmantojiet, lai noņemtu matiņus uz sejas (augšlūpa, zods un vaigi) un ķermeņa daļām, tostarp kājām, padusēs, bikini zonā, uz vēdera un rokām.

Ātra procedūra kājām



Lielāks ķermeņa piederums ļauj ātrāk apstrādāt lielākas zonas, piemēram, kājas.

Īpaši droši sejai



Sejas uzgalim ir īpaši izstrādāts iebūvēts gaismas filtrs drošai un ērtai izmantošanai uz augšlūpas, zoda un vaigiem. To var izmantot arī citās jutīgās ķermeņa zonās, piemēram, padusēs un citās grūti aizsniējamās vietās.

Bikini zonas uzgalis



Bikini zonas uzgalis efektīvai bikini matiņu apstrādei. Šajā zonā matiņi parasti ir izturīgāki un biežāki nekā kāju matiņi.

Pieci gaismas enerģijas iestatījumi



Philips Lumea ir pieci pielāgojami gaismas enerģijas iestatījumi nodrošina saudzīgu, bet efektīvu procedūru. Izmantojot pareizi, Philips Lumea IPL procedūra ir droša un saudzīga, un to var lietot pat jutīgai ādai un jutīgām ķermeņa zonām.

Specifikācijas

Pielietojuma zonas

Ķermeņa zonas: Kājas, Rokas, Vēders, Bikini, Paduses

Sejas zonas: Zods, Vaigu bārda, Augšlūpa

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu
5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Pasludināt un izgaismot): Ērtākai izmantošanai

Apstrāde ar aizturi: Apstrādei izliektās vietās

Lietošana ar vadu/bez vada: Bez vada

Jauda

Uzlādēšanas laiks: 100 min

Spriegums: 100-240 V

Darbības laiks: Min. 370 zibšņi

Tehniskās specifikācijas

Augstas veiktspējas lampa: Rada <gt/> 140 000 zibšņus

Uzgaļi

Ķermeņa uzgalis (4 cm2): Izmantošanai zem kakla līnijas

Bikini zonas uzgalis (2 cm2): Īpaša bikini zonas matiņu apstrāde

Sejas uzgalis (2 cm2): Drošai izmantošanai uz sejas

Apkope

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Ātras uzsākšanas rokasgrāmata, Lietotāja rokasgrāmata

Lādētājs: Dažādu spriegumu uzlādes ierīce

Uzglabāšana: Somiņa

Lietošanas laiks

Kājas apakšējā daļa: 8 min

Paduse: 1 min

Bikini līnija: 1 min

Sejas zonas: 1 min

