

# PHILIPS

Systém na odstraňovanie  
chlípkov IPL


Lumea

Pre použitie len na tele

Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

Životnosť > 100 000  
svetelných impulzov

Bezšnúrový dizajn

 Product Picture

SC2004/11



## Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chlípok pre jemnú pokožku v pohodlí domova

Philips Lumea IPL je najúčinnjšie bezdrôtové riešenie IPL, ktoré zázračne zabráňuje dorastaniu chlípok na tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

### **Dlhotrvajúca hladkosť**

- Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň
- Skvelé výsledky bez veľkej námahy

### **Odstraňovanie chlípok pomocou technológie IPL**

- Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti
- Vhodné pre rôzne typy chlípok a pokožky

### **Jemné a účinné, dokonca aj pri citlivej pokožke**

- Väčší nástavec na telo pre rýchlejšie ošetrenie
- Režim zábleskov pri kĺzaní pre jednoduchšie používanie
- Bezpečné a účinné použitie aj v citlivých oblastiach
- Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla

### **Maximálna sloboda, minimálne ťažkosti**

- Praktické bezšnúrové používanie
- Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady

# Hlavné prvky

## Dlhotrjavá hladkosť



Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korenienky chlčkov jemné pulzujúce svetlo. Pôsobením tohto procesu chlčka prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.

## Skvelé výsledky bez veľkej námahy



Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chlčkov už po štyroch použitíach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chlčkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými používaniami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chlčkov.

## Technológia IPL



System Philips Lumea používa inovatívnu svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôbila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chlčkov. Súčasťou tohto

procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 žien.

## Vhodné typy chlčkov a pokožky

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
<b>Hair Color</b>						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White/grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗

● This product is suitable for you to use ○ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

System Philips Lumea účinne funguje pri (prirodzene) tmavších blond chlčkoch, hnedých a čiernych chlčkoch. Podobne ako v prípade iných svetelných zákrokov, system Philips Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond chlčkoch, ryšavých ani bielych či sivých chlčkoch. System Philips Lumea NIE JE vhodný pre veľmi tmavú pokožku.

## Päť úrovní intenzity svetla



System Philips Lumea ponúka päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla pre jemné a účinné ošetrovanie. Ak sa system Philips Lumea používa správne, ošetrovanie svetlom pomocou technológie IPL je bezpečné a šetrné aj v prípade citlivej pokožky alebo v citlivých oblastiach tela.

## Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chlčkov v oblastiach pod líniou krku: nohy, podpazušie, oblasť bikín, ruky a brucho.

## Praktické bezšnúrové používanie



Jedinečný bezšnúrový dizajn systému Lumea je navrhnutý na maximálny dosah a jednoduché používanie.

## Nie sú potrebné žiadne náhradné diely



No replacement lamps or gel needed


Philips Lumea predstavuje kompletne riešenie, ktoré bude fungovať hneď po vybalení. Navyše nie sú potrebné ani žiadne náhradné lampy či gély.

## Rýchle ošetrovanie nôh



Väčší nástavec na telo na rýchlejšie ošetrovanie väčších oblastí – napríklad nôh.

## Režim zábleskov pri kĺzaní



Hlavný režim aplikácie umožňuje kĺzanie zariadenia pre jednoduchšie a súvislé používanie.

# Technické údaje

## Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Nohy, Brucho, Oblasť bikín, Podpazušia

## Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie: Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

## Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní: Pre jednoduché používanie

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na ošetrovanie zakrivených oblastí

Použitie s káblom aj bez kábla: Bez šnúry

## Napájanie

Čas nabíjania: 100 min

Napätie: 100 - 240 V

Prevádzkový čas: Minimálne 370 zábleskov

## Technické údaje

Vysokovýkonná lampa: Výstup <math>> 100\,000</math> zábleskov

## Nadstavce

Nástavec na telo (4 cm<sup>2</sup>): Na použitie pod líniou krku

## Služba

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

## Súčasti balenia

Nabíjacia jednotka: Multinapätová nabíjačka

Návod na použitie: Stručná príručka spustenia, Návod na použitie

Skladovanie: Puzdro

## Čas aplikácie

Časť nohy od kolena nadol: 8 min

Podpazušie: 1 min

Oblasť bikín: 1 min

