

PHILIPS

IPL-
ihokarvojenpoistojärjestelmä:
Lahjaversio

Lumea Essential

Sopii vain vartalolle

Säärien käsittely 15 minuutissa

Käyttöikä <gt/>100 000
valoimpulsseja

Erikoispitkä johto

 Product Picture

SC1991/04



Estä uusien karvojen kasvaminen

Sileä iho joka päivä

Philips Lumea IPL estää uusien ihokarvojen kasvun uskomattomalla tavalla. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulsit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen. Lahjaversio: mukana toimitetaan pienikokoinen ladyshaver karvojen esikäsittelyä varten.

Helppokäyttöinen

- Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia
- Valmistaudu IPL-käsittelyyn pakkaukseen sisältyvällä ladyshaverilla.

Pitkään kestävä sileys

- Sileä iho joka päivä
- Vaivattoman tehokas

Ihokarvojen poistaminen IPL-tekniikalla

- Turvallinen käyttää kotona

Nopea, turvallinen ja tehokas karvanpoisto keholta

- Vartalolisäosa nopeaan käsittelyyn (sääret 15 min)
- Säädetävissä omalle ihotyyppillesi sopivaksi
- Koko vartalon alue
- Viisi valotehoasetusta

Kohokohdat

Sileä iho joka päivä



Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.

Vaivattoman tehokas

Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan.

IPL-tekniikka



Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips kehitti tämän mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän tiiviissä yhteistyössä johtavien ihotautilääkärien kanssa. Tuotetta testattiin laajoin kuluttajatutkimuksin yli 10 vuoden ajan yli 2 000 vapaaehtoisen avulla.

Suuri vartaloalisäosa, 4 cm²



Suuri vartaloalisäosa nopeuttaa suurien ihoalueiden, kuten jalkojen, käsittelyä.

Sopivat ihokarva- ja ihotyypit

Vello y tipos de piel adecuados / Tipos de pelo e pele adequados							
Tono de piel / Tom de pele		1	2	3	4	5	6
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Para utilizar este producto. Este producto é adequado para si. Este producto no es seguro ni adecuado para tu tono de piel y tipo de vello. Este produto não é adequado nem seguro para o teu tom de pele e o teu do teu pelo.


Philips Lumea tehoaa hyvin (luonnostaan) tummanvaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI muiden valoon perustuvien käsittelyjen tapaan tehoa punaisiin, erittäin vaaleisiin, valkoisiin tai harmaisiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI myöskään sovellu henkilöille, joilla on tumma iho.

Käyttöalueet



Voit käyttää laitetta huoletta ihokarvojen poistamiseen sääristä, kainaloista, bikinirajoista, käsivarsista sekä vatsan alueelta.

5 valotehoasetusta



Philips Lumean viisi valotehoasetusta takaavat hellävaraisen, mutta tehokkaan käsittelyn. Oikein käytettynä Philips Lumean IPL-käsittely on turvallinen ja hellävarainen käyttää myös herkillä kehon ja ihon alueilla.

Vaihto-osia ei tarvita

Philips Lumea on toimintavalmis heti pakkauksesta otettaessa. Sen lisäksi ei tarvita vaihtolamppuja tai geelejä.

Lahja: Ladyshaver



Valmistaudu IPL-käsittelyyn pakkaukseen sisältyvällä ladyshaverilla. Philipsin pienikokoisella ladyshaverilla voit käsitellä koko kehon nopeasti ja helposti. Voit käyttää sitä suihkussa tai kuiva-ajoon, aivan kuten haluat. Kätevä ladyshaver on paristokäyttöinen.

Tekniset tiedot

Käyttöalueet

Kehon alueet: Käsivarret, Jalat, Vatsa, Bikiniraja, Kainalot

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Käyttötila

Vaihe ja välähdys: Kaareville ihoalueille

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdollinen

Virta

Jännite: 100 - 240 V

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Tuottaa <gt/>100 000 välähdystä

Lisäosat

Vartalolisäosa (4 cm2): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Pikaopas, Käyttöopas

Säilytys: Pussi

Sovitin: 24 V / 1500 mA

Käyttöaika

Sääri: 8 min

Kainalo: 1 min.

Bikininirajat: 1 min.

