

PHILIPS

IPL Tüy alma cihazı

Lumea IPL
Advanced

5 manuel yoğunluk ayarı

Cilt tonu sensörü

Alt bacak uygulaması 8 dakika

Kablolu kullanım

BRI921/00



En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilt*

3 uygulamadan sonra tüylerde en az %85'e kadar azalma**

Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar. BRI921 kutu içeriği, SC1997 IPL cihazı ve HP8368 Kalem tüy düzelticisinden oluşmaktadır.

Uzun süreli pürüzsüz bir cilt için nazik ve etkili uygulama

- Nazik ve etkili uygulama
- Ekstra uzun kablo ile uygulama sırasında daha fazla esneklik

Yüz ve vücut için eksiksiz çözüm

- Yüz ve vücut için 2 aparatlı, eksiksiz çözüm
- Çeşitli cilt tonları ve tüy renkleri için uygundur
- Satin Compact kalem düzeltici

Kişiselleştirilmiş IPL tüy alma uygulaması

- Cilt Tonu Sensörü ve 5 yoğunluk ayarı
- Philips Lumea IPL uygulamasıyla rutin işlerinizi optimize edin


Özellikler

2 özel aparatlı




Hassas bölgelerde bile nazik kullanım için farklı vücut ve yüz başlıklar hızlı ve hassas bir şekilde çalışır. Yüz aparatında hassas uygulama için entegre bir ışık filtresi bulunur.

Philips Lumea IPL uygulaması



Ücretsiz koçluk uygulamamız, tedavi programınızı planlamanıza ve bu plana bağlı kalmanıza yardımcı olur, ardından sizi her seansta adım adım yönlendirir. 2,1 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi.

Dermatologlarla geliştirildi



Sağlık teknolojisinde lider olan Philips, uzman bilim adamları ve dermatologlarla birlikte Lumea IPL'i hassas bölgelerde bile güvenli, rahat ve etkili olacak şekilde geliştirdi.

Cilt Tonu Sensörü



Rahat bir deneyim için 5 yoğunluk ayarı arasından seçim yapın. Cilt Tonu Sensörü, cildinizin IPL uygulaması için çok koyu olan bölgelerine uygulama yapmanızı engeller.

Ekstra uzun kablo



Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablo sayesinde kullanımı kolaydır.

Çeşitli cilt ve tüy tipleri için



IPL uygulaması için tüy rengindeki pigmentle cilt tonundaki pigment arasında kontrast olması gerekir. Bu nedenle bu teknoloji doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde ve açık ila orta kahverengi tonlarındaki ciltlerde etkilidir (I-IV).

Satin Compact kalem düzeltici



Güzellik rutininizi tamamlayın: Satin Compact kalem düzeltici, yüzdeki en ince tüyleri bile hızlı ve kolay bir şekilde almak için pratik kullanım sunan bir güzellik aracıdır.

Teknik Özellikler

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları önler

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Hızlı uygulama için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablolu kullanım

Damga ve Flaş: Küçük bölgelerde uygulama için

Kalem düzeltici

Aksesuarlar: Kaş tarağı, Temizleme fırçası

Kullanım kolaylığı: Kompakt tutma yeri

Güç: AAA pil

Güç

Kablolu kullanım

Teknik özellikler

High performance lamp: Uzun ömürlü, 250.000 ışık atışı, 20 yıllık lamba ömrüne eşdeğerdir**

Gerilim: 100-240 V

Başlıklar

Hassas bölge başlığı (2 cm2): Yüzde güvenli uygulama için

Vücut başlığı(4cm2): Boyun altında kullanım için

Yüz aparatı (2 cm2): Göz altında kullanım için

Servis

Garanti: 90 gün içerisinde ürün kaydı yapılması halinde dünya çapında 2 yıl garanti + 1 yıl ek garanti

Dahil olan ürünler

Kullanım için talimatlar: Kullanım kılavuzu

Depolama: Taşıma çantası

Adaptör: 24 V / 1500 mA

Aksesuar: Temizleme bezi

Uygulama süresi

Bikini bölgesi: 4 dk

Alt bacak: 15 dk

Koltuk altları: 2,5 dk

Bikini line: 4 dk

Yüz alanları: 2 dk

Başlıkların teknik özellikleri

Vücut aparatı: Pencere boyutu: 4,0 cm2, Vücut bakımı: bacaklar, kollar, karın ve koltuk altları

Yüz başlığı: Pencere boyutu: 2 cm2, ekstra filtre, Yüz bakımı: üst dudak, çene ve çene hattı

