

PHILIPS

Sistema IPL de
remoção de pelos

Lumea Essential

Somente para uso no corpo

15 minutos para pernas

Vida útil >100.000 flashes
de luz

Cordão elétrico extralongo



Product Picture

SC1992/00



A maneira ideal de evitar o crescimento dos pelos para você ter uma pele macia em casa

O Philips Lumea IPL faz um excelente trabalho na remoção dos pelos do corpo todo. Os flashes de luz suaves, aplicados regularmente, mantêm a pele lisinha todos os dias.

Maciez todos os dias

- Eficiência sem esforço
- Sua pele macia todos os dias

Remoção de pelos com a tecnologia IPL

- Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa

Confortável e prático: até mesmo em peles sensíveis

- Para uso no corpo
- Ajustável ao seu tipo de pele
- Cinco ajustes de intensidade
- Acessório grande para aparar os pelos do corpo com agilidade
- Modo Slide and Flash para garantir uma aplicação mais prática

Design compacto com fio

- Não há custos ocultos nem a necessidade de peças de substituição

Destaques

Sua pele macia todos os dias



O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.

Eficiência sem esforço



Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de quatro tratamentos quinzenais, deixando a pele macia e sem pelos. Para manter esses resultados, você deve repetir o tratamento sempre que for necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo da pessoa.


Tecnologia IPL



O Philips Lumea utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com eficiência e

segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 2.000 voluntários.

Cinco ajustes de luz



O Philips Lumea conta com cinco ajustes de intensidade para garantir um tratamento confortável e eficaz. Quando usado corretamente, o tratamento IPL é seguro e confortável: até mesmo em peles e áreas sensíveis do corpo.

Áreas de aplicação



Use com segurança para remover os pelos do corpo em regiões abaixo do pescoço: pernas, axilas, virilha, braços e barriga.

Acessório grande, 4 cm²



Acessório grande para aparar rapidamente regiões maiores, como as pernas.

Modo Slide and Flash



O modo de aplicação principal garante um movimento de deslizamento para uma aplicação mais prática e contínua.


Não são necessárias peças de subst.



No replacement lamps or gel needed

O Philips Lumea é uma solução completa que vem pronta para uso. E o mais importante: ele não requer gel ou lâmpadas de substituição.

Tipos de pele e pelo adequados



O Philips Lumea funciona perfeitamente com pelos (naturalmente) louro-escuros, castanhos e pretos. Assim como outros tratamentos a luz, o Philips Lumea NÃO funciona em pelos ruivos, louro-claros, grisalhos ou brancos. O Philips Lumea também NÃO é adequado para peles escuras.

Especificações

Áreas de aplicação

Áreas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Virilha, Axilas

Ajustes para controle e segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele contra os raios UV

5 ajustes de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evita flashes acidentais

Modo de aplicação

Slide and Flash: Maior praticidade

Step and Flash: Para realizar o tratamento em regiões curvas

Uso com fio / sem fio: Com fio

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Emite <gt/> 100.000 flashes

Acessórios

Bocal convencional (4 cm²): Para uso abaixo da linha do pescoço

Serviço

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Itens inclusos

Instruções de uso: Guia de início rápido, Manual do Usuário

Armazenamento: Estojo

Adaptador: 24 V / 1.500 mA

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Axila: 1 min

Linha do biquíni: 1 min

