

PHILIPS

IPL Haarentfernung:
Geschenkektion

Lumea Essential

Nur zur Anwendung am Körper

15 Minuten für beide
Unterschenkel

Lebensdauer <gt/>
100.000 Lichtimpulse

Extra langes Kabel

 Product Picture

SC1991/04



Verhindert das Nachwachsen von Haaren

Für täglich glatte Haut

Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag. Geschenkektion: kompakter Ladyshaver zur Vorbehandlung inklusive.

Einfache Bedienung

- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- Bereiten Sie Ihre IPL-Behandlung mit dem EXTRA Rasierer vor.

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam

Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Zur sicheren Verwendung zu Hause

Sicher, schnell und effektiv auf dem Körper

- Körperaufsatz: schnelle Behandlung (15 Minuten für 2 Unterschenkel)
- An Ihren Hauttyp anpassbar
- Zur Anwendung am Körper
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen

Besonderheiten

Genießen Sie jeden Tag glatte Haut



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer auf lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips

arbeitet zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2.000 Frauen durchgeführt.

Großer Körperaufsatz, 4 cm²



Großer Körperaufsatz ermöglicht schnelle Behandlung großer Körperpartien, z. B. Ihrer Beine.

Geeignete Haar- und Hauttypen

Vello y tipos de piel adecuados / Tipos de pêlo e pele adequados

Tono de piel / Tom de pele	1	2	3	4	5	6
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Puede utilizar este producto. Este producto é adequado para si.
 Este producto no es seguro ni adecuado para su tono de piel y tipo de vello. Este produto não é adequado nem seguro para o seu tom de pele e a cor do seu pêlo.


Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für dunkle Haut.

Anwendungsbereiche



Körperhaare an Körperpartien unterhalb des Halses effektiv entfernen: Beine, Achselhöhlen, Bikinizone, Arme und Bauch.

5 Lichtintensitätseinstellungen



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

Geschenkartikel: Ladyshave



Bereiten Sie Ihre IPL-Behandlung mit dem EXTRA Rasierer vor. Mit dem kompakten Philips Ladyshave können Sie Ihren ganzen Körper schnell und einfach rasieren. Sie können ihn nach Belieben in der Dusche oder unter trockenen Bedingungen verwenden. Kompakt und batteriebetrieben.

Daten

Leistung

Stromspannung: 100–240 V

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet <gt/>
100.000 Lichtimpulse

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch, Bikini,
Achselhöhlen

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch
unterhalb des Halses

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Schnellstartanleitung,
Bedienungsanleitung

Lagerung: Aufbewahrungsetui
Adapter: 24 V/1500 mA

Sicherheits- und konfigurierbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-
Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren
Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung
unbeabsichtigter Lichtimpulse

Anwendungszeit

Achselhöhle: 1 Min.
Bikinizone: 1 Min.

Anwendungsdauer

Unterschenkel: 8 Min.

Application mode

Schritt und Blitzen: Für die Behandlung
kurviger Bereiche

Anwendungsmodus

Mit Kabel/kabellos: Mit Kabel

