

PHILIPS

Épilateur à lumière
pulsée

Lumea Comfort

Pour le corps et le visage

22 minutes pour les demi-
jambes

Durée de vie
>100 000 flashes

Design compact avec aliment.
secteur

 Product Picture

SC1982/00

Solution compacte de lumière pulsée pour prévenir la repousse des poils et garder une peau douce

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea Comfort fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur le visage et le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Douceur longue durée

- L'efficacité sans effort
- Une peau douce et nette jour après jour

Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Le plus compact des appareils Lumea

- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Le plus compact et le plus léger des appareils de la gamme Lumea

Sûr et efficace sur le visage et le corps

- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Capteur de couleur de peau
- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- Différents types de peaux et de poils adaptés


Points forts

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances bi-hebdomadaires. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea Comfort utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des

experts pour développer cette technologie. Pendant plus de 10 ans, Philips a mené des tests consommateurs poussés sur la technologie de lumière pulsée auprès de 2 000 femmes.

Types de peaux et de poils adaptés

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau					
	Light	Light-Medium	Medium	Medium-Dark	Dark	Very Dark
Light	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Light-Medium	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Medium	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Medium-Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Very Dark	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort est particulièrement efficace sur les poils naturellement blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière pulsée, Lumea Comfort n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blancs. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Zones d'application



Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

5 réglages d'intensité lumineuse




Philips Lumea Comfort a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Capteur de couleur de peau



Le capteur de couleur de peau mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte un teint trop foncé pour Lumea Comfort, il arrête automatiquement d'émettre des impulsions lumineuses.

Mode flash Continu & Manuel



Lumea Comfort glisse sur la peau, pour une épilation plus pratique et continue.

Le plus compact et léger des Lumea

Philips Lumea Comfort est le plus compact et le plus léger des appareils de la gamme Lumea. Il est facile à manipuler et permet d'atteindre facilement toutes les zones que vous souhaitez épiler.

Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea Comfort est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

Caractéristiques

Sites d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

Sécurité et réglages modifiables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur de couleur de peau: Détecte votre teint de peau

Mode d'application

Glisser et flasher: Pour des gestes fluides

Flashes ponctuels: Pour une utilisation sur les courbes

Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur

Alimentation

Tension: 100–240 V

Caractéristiques techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 100 000 flashes

Services

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Éléments inclus

Instructions d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

Adaptateur: 12 V / 1 500 mA

Heure de l'application

Demi-jambe: 11 min

Aisselle: 1,5 min

Maillot: 1,5 min

Zones du visage: 2,5 min

