

PHILIPS



IPL epilátor na
odstraňování chloupků

Lumea IPL 7000 Series

5 ručních nastavení intenzity

3 nastavce: tělo, obličej, oblast
třísel

Aplikace Lumea IPL

Kabelové připojení



SC1998/00

Užívejte si až 12 měsíců hedvábně hladkou pokožku bez chloupků.*

Nejméně 85% redukce chloupků po 3 ošetřeních**

IPL epilátor Philips Lumea 7000 umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Jemný a účinný pro dlouhodobě hladkou pokožku

- Rychlé výsledky s ošetřením pouze každé 2 týdny
- Vyvinuto ve spolupráci s dermatology pro snadné a efektivní použití
- Mimořádně dlouhý kabel pro snadnější použití

Kompletní ošetření těla i obličeje

- Kompletní ošetření těla i obličeje se 3 nastavci
- Vhodné pro celou řadu odstínů pleti a barev chloupků

Odstraňování chloupků pomocí IPL vám na míru

- Senzor odstínu pokožky a 5 nastavení intenzity
- Optimalizujte svou rutinu díky mobilní aplikaci Philips Lumea IPL


Lumea IPL 7000 Series

IPL epilátor na odstraňování chloupků

SC1998/00

Přednosti

2x měsíčně pro rychlé výsledky




Začněte s počáteční fází 4 ošetření pouze každé 2 týdny – to je polovina ošetření oproti jiným značkám. Poté každý měsíc provádějte drobné úpravy, abyste si zachovali výsledky.

Snímač odstínu pokožky



Vyberte si z 5 nastavení intenzity, abyste si vychutnali pohodlí. Senzor odstínu pokožky zabraňuje ošetření oblastí pokožky, které jsou pro ošetření pomocí technologie IPL příliš tmavé.

Mimořádně dlouhý kabel




Snadné použití díky mimořádně dlouhému kabelu, který zajistí snadnou manipulaci a bezproblémový přístup ke každé části těla.

3 speciální nástavce



Různé hlavice pro rychlé, přesné a šetrné ošetření těla, obličeje i oblasti třísel a dokonce i citlivých oblastí. Nástavec na ošetření obličeje je vybaven integrovaným světelným filtrem pro přesnou úpravu tváře.


Vyvinuto ve spolupráci s dermatology



Společnost Philips je přední výrobce zdravotnických technologií a ve spolupráci s dermatology vyvinula epilátor Lumea IPL pro


snadné a efektivní použití v bezpečí vašeho domova. Zařízení Lumea IPL je založeno na technologiích používaných v profesionálních salonech a nabízí jemné ošetření i v citlivých oblastech.

Aplikace Philips Lumea IPL



Naše bezplatná tréninková aplikace vám pomůže naplánovat a dodržovat plán ošetření a poté vás provede jednotlivými kroky relace. Staženo více než 2.1 miliony uživatelů.

Pro mnoho typů pokožky a chloupků



Přístroj IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem chloupků a pigmentem pokožky, proto nejlépe funguje na přirozeně hnědých a černých chloupcích a světlých až mírně snědých odstínech pleti (I-IV).

Lumea IPL 7000 Series

IPL epilátor na odstraňování chloupků

SC1998/00

Specifikace

Technická specifikace nastavců

Nástavec na tělo: Velikost aplikačního okénka: 4,0 cm², Ošetření celého těla: Nohy, paže, břicho a podpaží

Nástavec na tvář: Velikost aplikačního okénka: 2 cm², přídavný filtr, Ošetření obličeje: horní ret, brada a oblouk čelisti

Nástavec pro oblast bikin: Velikost okénka: 2 cm², Ošetření oblasti třísel

Bezpečnost a možnost nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení intenzity ošetření: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabraňuje nechtěným zábleskům

Režim použití

Posun a záblesk: Pro rychlé použití

Příložená a záblesk: Pro ošetření malých oblastí

Krok a záblesk: Pro ošetření obličejových ploch

Použití s kabelem / bez kabelu: Kabelové připojení

Spotřeba

Kabelové připojení

Technické údaje

Vysoce výkonná žárovka: Dlouhodobá výdrž, 250 000 záblesků, což odpovídá 20 letům životnosti lampy**

Napětí: 100–240 V

Nástavce

Nástavec na tělo (4 cm²): Pro použití pod linií krku

Nástavec na obličej (2cm²): Pro použití pod

očima

Nástavec na oblast bikin (2 cm²): Speciální ošetření, chloupky v oblasti bikin

Servis

Záruka: 2 roky globální záruky + 1 rok záruky navíc při registraci produktu do 90 dnů

Balení obsahuje

Návod k použití: Uživatelská příručka

Úložiště: Pouzdro

Adaptér: 24 V / 1 500 mA

Příslušenství: Čisticí hadřík

Doba aplikace

Bikiny: 4 min

Noha od kolena dolů: 15 min

Posun a záblesk: Pro pohodlnou aplikaci

Podpaží: 2,5 min

Oblast bikin: 4 min

Oblasti obličeje: 2 minuty

