

PHILIPS

Zariadenie na
odstraňovanie chĺpkov s IPL

Lumea Advanced

Na telo a tvár

So snímačom odtieňa pokožky

Oš. nôh od kol. d. za 15 min.



BRI921/00



Užívajte si 3 mesiace hodvábne hladkú pokožku
bez chĺpkov.*

Najmenej 85 % redukcia chĺpkov po 3 ošetreniach

Philips Lumea Advanced je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chĺpkov na tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

Dlhotrvalé odstránenie chĺpkov vďaka technológii IPL

- Vhodné pre rôzne typy chĺpkov a pokožky
- Aplikácia Lumea ZDARMA – váš osobný inštruktor, ktorého budete mať vždy poruke
- Špičková technológia IPL na domáce používanie, vyvinutá v spolupráci s dermatológmi

Bezpečná, rýchla a účinná aplikácia na tele a tvári.


- Integrovaný snímač odtieňa pokožky
- Preukázateľne bezpečné a účinné ošetrenie

Špeciálne ošetrenie rôznych partií tela

- Bezpečné a účinné použitie aj v citlivých oblastiach
- Veľký aplikačný priezor pre rýchle použitie
- Nástavec na presnú aplikáciu pre zvýšenú bezpečnosť pre použitie na tvári
- Špeciálna starostlivosť o vzhľad so zastrihávačom v tvare pera Satin Compact


Hlavné prvky

Dlhotrjavá hladkosť



IPL je skratka pre intenzívne pulzné svetlo. Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korenky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo uvádzajúce folikuly chĺpkov do kludovej fázy. Vďaka tomu sa množstvo chĺpkov, ktoré rastú na tele, postupne zníži. Opakovaným používaním získate krásnu pokožku bez chĺpkov a jemnú na dotyk. Ošetrenie zabraňuje dorastaniu chĺpkov je bezpečné a šetrné aj v citlivých oblastiach tela. Zariadenie Philips Lumea je klinicky testované a vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na jednoduché a účinné ošetrenie v pohodlí vášho domova.

Dokázaná účinnosť



Objektívne štúdie dokazujú, že už po 3 ošetreniach sa zbavíte minimálne 85 % chĺpkov**. Prvé 4 ošetrenia je potrebné vykonať v dvojtýždňových intervaloch a po nich by ste už mali vidieť želané výsledky. Ak si chcete dosiahnutý stav udržať, stačí každé 4 týždne ošetrenie zopakovať. Po 8 takýchto udržiavacích ošetreniach sa môžete tešiť z hladkej pokožky bez chĺpkov minimálne

3 mesiace*. Ak chcete tento obrázok zväčšiť, kliknite na obrázok v galérii obrázkov v homej časti tejto stránky.

Vhodné typy chĺpkov a pokožky



Zariadenie Philips Lumea Prestige funguje efektívne, jednoducho a bezpečne na rôznych typoch chĺpkov a pokožky. Funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých a čiernych chĺpkoch a na odtieňoch pokožky od veľmi svetlej až po tmavohnedú. Rovnako ako v prípade ostatných typoch ošetrení založených na technológii IPL, ani zariadenie Philips Lumea nie je možné použiť na ošetrenie bielych/sivých, svetlých blond ani červených chĺpkov a nie je vhodné pre veľmi tmavú pokožku. Dôvodom toho je veľký kontrast potrebný medzi pigmentom chĺpkov a pigmentom pokožky.

Snímač odtieňa pokožky



Vyššiu bezpečnosť zabezpečuje zabudovaný snímač farby pokožky, ktorý meria typ pokožky pred začiatkom každého ošetrenia a niekedy aj počas neho. Ak rozpozná odtieň pokožky, ktorý je na použitie tohto výrobku príliš tmavý, automaticky zastaví aplikáciu impulzov.

Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chĺpkov na tvári (horná pera, brada, sánka) a rôznych oblastiach tela vrátane nôh, podpazušia, oblasti bikín, brucha a rúk.

Rýchle ošetrenie nôh



Veľký aplikačný prieszor pre rýchle použitie na veľkých plochách, napríklad na nohách

Zvýšená bezpečnosť pre použitie na tvári



Vďaka integrovanému prídavnému svetelnému filtru ho možno použiť na odstraňovanie tvárových chĺpkov na hornej pere, brade, lícach a ostatných citlivých miestach.

Technické údaje

Príkon

Napätie: 100 – 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Oblasť bikín, Podpazušia, Ruky, Nohy, Brucho

Oblasti tváre: Brada, Kottlety, Horná pera

Nadstavce

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Nástavec na tvár (2 cm²): Na použitie pod očami

Príbalené príslušenstvo

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Puzdro

Adaptér: 24 V/1500 mA

Príslušenstvo: Handrička na čistenie

Príkon

Použitie na sieť

Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastavitelných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Senzor tónu pokožky: Rozpoznáva odtieň vašej pokožky

Čas aplikácie

Oblasť bikín: 4 min.

Časť nohy od kolena nadol: 15 min

Podpazušie: 2,5 min.

Oblasti tváre: 2 min.

Druh použitia

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Pre jednoduché používanie súvislým pohybom

Použitie s káblom aj bez kábla: Káblové

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie zakrivených oblastí

Zastrihávač v tvare pera

Accessories: Hrebeňový nástavec na obočie, Čistiaca kefka

Jednoduché použitie: Kompaktné držadlo

Pen trimmer

Príkon: Batéria AAA

