

PHILIPS

IPL sustav za
uklanjanje dlačica

Lumea Precision
Plus

Za uporabu na tijelu i licu

15 minuta za tretman
potkoljenica

Vijek trajanja >100.000
impulsa

Bežični dizajn



SC2003/11



Spriječite ponovni rast dlačica

IPL uklanjanje dlačica: uživajte u glatkoj koži svaki dan

IPL sustav za uklanjanje dlačica Philips Lumea izuzetno djelotvorno sprječava ponovno pojavljivanje dlačica na licu i tijelu. Nježni svjetlosni impulsi uz redovitu primjenu održavaju vašu kožu svilenkasto glatkom svaki dan.

Dugotrajna glatkoća

- Učinkovitost bez napora
- Uživajte u glatkoj koži svaki dan

Uklanjanje dlačica pomoću IPL tehnologije

- Prilagođena za sigurnu uporabu u udobnosti vlastitog doma
- Pogodan za razne tipove dlačica i kože

Nježna i učinkovita primjena na licu i tijelu

- Način rada "Slide and Flash" za praktičniju primjenu
- Precizni nastavak za siguran tretman lica
- Veći nastavak za tijelo za brz tretman
- Pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti
- Siguran i učinkovit čak i na osjetljivim područjima

Najviše slobode, najmanje gnjavaže

- Bežična praktičnost
- Nema zamjenskih dijelova, nema skrivenih troškova

Istaknute znač.

Dugotrajna glatkoća




Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. To uzrokuje prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj koži svaki dan.

Učinkovitost bez napora



Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana svaka dva tjedna, a rezultat je glatka koža bez dlačica. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica.

IPL tehnologija



Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka

Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 2000 žena sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.

Odgovarajući tip dlačica i kože



Philips Lumea učinkovito djeluje na (prirodne) tamnije plave, smeđe i crne dlačice. Philips Lumea NE djeluje učinkovito na crvene, svjetlije plave niti sijede dlačice. Philips Lumea NIJE pogodan za uporabu na vrlo tamnoj koži.

Pet razina jačine svjetlosti



Philips Lumea ima pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti kako bi se osigurao nježan, ali učinkovit tretman. Ako se upotrebljava na odgovarajući način, IPL tretman aparatom Philips Lumea siguran je i nježan čak i na osjetljivoj koži i osjetljivim dijelovima tijela.

Područja primjene



S povjerenjem ga upotrebljavajte za uklanjanje dlačica s lica (s gornje usnice, brade i zalizaka) i dijelova tijela poput nogu, pazuha, bikini područja, trbuha i ruku.

Bežična praktičnost



Jedinstveni bežični dizajn aparata Lumea savršen je za maksimalno doseganje teško dostupnih područja i jednostavnu uporabu.

Nisu potrebni zamjenski dijelovi



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea cjelovito je rješenje koje je spremno za uporabu čim ga raspakirate. Još važnije, ne zahtijeva zamjenske žarulje niti upotrebu gelova za brijanje.

Dodatna sigurnost za uporabu na licu



Precizni nastavak ima dodatni integrirani filter za svjetlo i omogućuje sigurnu i praktičnu primjenu na gornjoj usnici, bradi i zaliscima. Može se upotrebljavati i na osjetljivim dijelovima tijela poput pazuha, bikini područja i teško dostupnih područja.

Specifikacije

Područja primjene

Tijelo: Noge, Trbuh, Bikini područje, Pazusi, Ruke

Lice: Brada, Zalisci, Gornja usnica

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehote odašiljanje svjetlosnih impulsa

Način primjene

"Slide and Flash": Za praktičnu primjenu

"Step and Flash": Za primjenu na koži na pregibima

Žično/bežično: Bežični

Napajanje

Napon: 100 – 240 V

Vrijeme punjenja: 100 min

Radno vrijeme: Najmanje 370 svjetlosnih impulsa

Tehničke specifikacije

Snažna žarulja: Odašilje <gt/> 100.000 svjetlosnih impulsa

Nastavci

Precizni nastavak (2 cm²): Za sigurnu primjenu na licu

Nastavak za tijelo (4 cm²): Za uporabu ispod linije vrata

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Kratke upute za korištenje, Upute

Punjač: Višenaponski punjač

Pohrana: Torbica

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 8 min

Pazusi: 1 min

Bikini linija: 1 min

Lice: 1 min

