

PHILIPS

IPL sustav za
uklanjanje dlačica

Lumea Essential

Za uporabu samo na tijelu

15 minuta za tretman
potkoljenica

Vijek trajanja >100.000
impulsa

Izuzetno dugačak kabel



SC1991/00



Idealan način za sprječavanje ponovnog izrastanja dlačica i postizanje glatke kože kod kuće

Philips Lumea IPL čini čuda u sprječavanju ponovnog rasta dlačica na tijelu. Nježni svjetlosni impulsi koji se redovito primjenjuju održavaju kožu svilenkasto glatkom svaki dan.

Dugotrajna glatkoća

- Učinkovitost bez napora
- Uživajte u glatkoj koži svaki dan

Uklanjanje dlačica pomoću IPL tehnologije

- Prilagodena za sigurnu uporabu u udobnosti vlastitog doma

Nježna i učinkovita primjena, čak i na osjetljivoj koži

- Za uporabu na tijelu
- Može se prilagoditi prema vašem tipu kože
- Pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti
- Veći nastavak za tijelo za brz tretman

Kompaktan bežični dizajn

- Nema zamjenskih dijelova, nema skrivenih troškova

Istaknute značaj.

Uživajte u glatkoj koži svaki dan



Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. To uzrokuje prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj koži svaki dan.

Učinkovitost bez napora



Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana svaka dva tjedna, a rezultat je glatka koža bez dlačica. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica.

IPL tehnologija



Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo


visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 2000 dobrovoljaca sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.

5 postavki jačine svjetlosti



Philips Lumea ima pet prilagodljivih razina jačine svjetlosti kako bi se osigurao nježan, ali učinkovit tretman. Ako se upotrebljava na odgovarajući način, IPL tretman aparatom Philips Lumea siguran je i nježan čak i na osjetljivoj koži i osjetljivim dijelovima tijela.

Područja primjene



S povjerenjem ga upotrebljavajte za uklanjanje dlačica s dijelova tijela ispod linije vrata: s nogu, pazuha, bikini područja, ruku i trbuha.

Veći nastavak za tijelo, 4 cm²




Veći nastavak za tijelo omogućuje brz tretman na velikim površinama kao što su noge.

Nisu potrebni zamjenski dijelovi



Philips Lumea cjelovito je rješenje koje je spremno za uporabu čim ga raspakirate. Još važnije, ne zahtijeva zamjenske žarulje niti uporabu gelova za brijanje.

Odgovarajući tip dlačica i kože



Philips Lumea učinkovito djeluje na (prirodne) tamnije plave, smeđe i crne dlačice. Philips Lumea NE djeluje učinkovito na crvene, svjetlije plave niti sijede dlačice. Philips Lumea NIJE pogodan za uporabu na tamnoj koži.

Specifikacije

Područja primjene

Tijelo: Ruke, Noge, Trbuh, Bikini područje, Pazusi

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehotečno odašiljanje svjetlosnih impulsa

Način primjene

"Step and Flash": Za primjenu na koži na pregibima

Žično/bežično: Žični

Napajanje

Napon: 100 – 240 V

Tehničke specifikacije

Snažna žarulja: Odašilje <gt/> 100.000 svjetlosnih impulsa

Nastavci

Nastavak za tijelo (4 cm²): Za uporabu ispod linije vrata

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Kratke upute za korištenje, Upute

Pohrana: Torbica

Adapter: 24 V / 1500 mA

Vrijeme primjene

Potkoljenica: 8 min

Pazusi: 1 min

Bikini linija: 1 min

