

# PHILIPS

## IPL Lichtontharing

### Lumea

Alleen voor gebruik op het lichaam

Behandeling onderbenen in 15 minuten

Levensduur >100.000 lichtpulsen

Snoerloos ontwerp



Product Picture

SC2004/11



## De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen voor een gladde huid thuis

Philips Lumea IPL is de effectiefste draadloze IPL oplossing om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

### Langdurige gladheid

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief

### Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

### Zacht en effectief, zelfs op de gevoelige huid

- Groter lichaamsopzetstuk voor snelle behandeling
- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- Vijf instelbare lichtsterktes

### Maximale vrijheid, geen gedoe

- Snoerloos gemak
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten

# Kenmerken

## Langdurige gladheid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

## Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

## IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

## Geschikte haar- en huidtypen

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere huid.

## Vijf lichtsterktes




Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

## Toepassingsgebieden



Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de neklijn: benen, onderarmen, bikinilijn, armen en buik.

## Snoerloos gemak



Het unieke snoerloze ontwerp van Lumea is perfect voor maximaal bereik en gebruiksgemak.

## Geen vervangende onderdelen nodig




Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

## Snelle behandeling van benen



Groter lichaamsopzetstuk voor snelle behandeling van grote oppervlakken, zoals benen.

## Glij- en flitsmodus



De hoofdtoepassingsmodus maakt een glijdende beweging mogelijk voor gemakkelijk en consistent gebruik.

# Specificaties

## Toepassingsgebieden

**Lichaamsdelen:** Benen, Buik, Bikini, Oksels

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** voor eenvoudig gebruik

**Stap- en flitsmodus:** Voor behandeling van lichaamscontouren

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Draadloos

## Vermogen

**Oplaadtijd:** 100 min.

**Spanning:** 100 - 240 V

**Gebruikstijd:** Minimaal 370 flitsen

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Kan meer dan 100.000 pulsen afgeven

## Accessoires

**Lichaamsopzetstuk (4 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de neklijn

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie

## Meegeleverde artikelen

**Gebruiksaanwijzing:** Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

**Docking station:** Oplader voor verschillende voltages

**Opbergen:** Etui

## Behandeltijd

**Onderbeen:** 8 min.

**Oksel:** 1 min

**Bikinilijn:** 1 min

