

PHILIPS

IPL
Haarentfernungssystem

Lumea Precision

Zur Verwendung am Körper und
im Gesicht

15 Minuten für beide
Unterschenkel

Lebensdauer <gt/>
140.000 Lichtimpulse

Kabelloses Design



Product Picture

SC2006/11



Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern für glatte Haut zu Hause

Das Philips Lumea IPL ist das effektivste Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam

Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Zur sicheren Verwendung zu Hause
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Sanfte und effektive Anwendung im Gesicht und am Körper

- Präzisionsaufsatz für eine sichere Anwendung im Gesicht
- Größerer Körperaufsatz für schnelle Anwendung
- Slide- und Flashmodus für eine komfortablere Anwendung
- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Kabelloser Komfort
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten

Besonderheiten

Lang anhaltend glatte Ergebnisse



Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir

haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.

Geeignete Haar- und Hauttypen

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dark brown	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Brown	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Dark blond	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Light blond	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Red	☒	☒	☒	☒	☒	☒
White/grey	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☒ This product is suitable for you to use ☒ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für sehr dunkle Haut.

Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

Anwendungsgebiete



Gesichtshaare (Oberlippe, Kinn und Wangen) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, am Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

Kabelloser Komfort



Dank des einzigartigen kabellosen Designs des Lumea bietet dieser maximale Reichweite und einfache Bedienung.

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

Zusätzliche Sicherheit für das Gesicht



Der Präzisionsaufsatz ist mit einem zusätzlichen Lichtfilter ausgestattet und ermöglicht eine sichere und bequeme Anwendung an Oberlippe, Kinn und Wangen. Er kann zudem für andere empfindliche Körperpartien eingesetzt werden, wie z. B. Achselhöhlen, Bikinizone und schwer erreichbare Stellen.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Beine, Arme, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

Gesichtsbereiche: Kinn, Koteletten, Oberlippe

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

System mit Sicherheitsring: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für komfortable Anwendung

Schritt und Blitzen: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Mit Kabel/kabellos: Kabellos

Leistung

Ladezeit: 100 Min.

Stromspannung: 100-240 V

Betriebszeit: Mindestens 370 Blitze

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet <gt/> 140.000 Lichtimpulse

Aufsätze

Präzisionsaufsatz (2 cm²): Zur sicheren Anwendung im Gesicht

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung

Ladegerät: Multispannungs-Ladegerät

Lagerung: Aufbewahrungsetui

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8 Min.

Achselhöhle: 1 Min.

Bikinizone: 1 Min.

Gesichtsbereiche: 1 Min.

