

# PHILIPS

Sistema de depilación LPI

Lumea Essential

Solo para uso corporal

15 minutos para las pantorrillas

Vida útil >100.000 pulsos de luz



SC1992/00



## La mejor manera de evitar la reaparición del vello

para una piel suave en casa

Philips Lumea IPL te ayuda a evitar el crecimiento del vello corporal. Las delicadas pulsaciones de luz aplicadas de forma regular mantienen tu piel suave como la seda todos los días.

### **Suavidad duradera**

- Resultados garantizados sin esfuerzo
- Disfruta de una piel suave cada día

### **Sistema de depilación con tecnología IPL**

- Adaptada para usarla con seguridad desde la comodidad de tu hogar

### **Suave y eficaz, incluso en pieles sensibles**

- Para usarse en el cuerpo
- Se adapta a tu tipo de piel
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Modo "Slide and Flash" para una aplicación más cómoda

### **Diseño con cable compacto**

- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales

# Destacados

## Disfruta de una piel suave cada día



El sistema Lumea de Philips aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Esto evita el crecimiento y lo elimina de forma natural. Si se repite el tratamiento de forma regular, tu piel se mantiene suave todos los días.

## Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente respete el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

## Tecnología LPI



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en luz, llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y

con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 voluntarias.

## Cinco niveles de intensidad de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si las usas de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

## Zonas de aplicación



Puede utilizarse con confianza para eliminar el vello de las zonas del cuerpo que están por debajo del cuello: piernas, axilas, área del bikini, brazos y estómago.

## Accesorio corporal más grande, 4 cm<sup>2</sup>



El accesorio corporal más grande permite un tratamiento rápido en zonas extensas como las piernas.

## Modo "Slide and Flash"



El modo de aplicación principal permite deslizar el aparato para una aplicación más cómoda y continua.


## No necesita piezas de repuesto



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar al salir de la caja. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.

## Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es eficaz cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para pieles muy oscuras.

# Especificaciones

## Energía

Voltaje: 100-240 V

## Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

## Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 100.000 pulsos

## Áreas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

## Archivos adjuntos

Accesorio para el cuerpo (4 cm<sup>2</sup>): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

## Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

Adaptador: 24 V / 1500 mA

## Seguridad y configuraciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a

tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

## Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

## Application mode

Paso y pulsación: Para el tratamiento de zonas curvas

## Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda

Uso con y sin cables: Con cable

