

PHILIPS

Sistema de eliminación
de vello IPL

Lumea Precision

Para uso en cuerpo y cara

15 minutos para medias piernas

Vida útil > 140 000 pulsos
de luz

Diseño sin cables



SC2006/00



La manera ideal de evitar que el vello vuelva a
crecer

para disfrutar de una piel suave en casa

Philips Lumea IPL es la solución con tecnología de luz pulsada sin cable más eficaz. Hace maravillas para inhibir la reaparición del vello facial así como el corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Suavidad duradera

- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo

Sistema de depilación con tecnología IPL

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Una aplicación suave y eficaz en la cara y el cuerpo


- Accesorio de precisión para un tratamiento facial seguro
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Modo de deslizamiento y flash para una aplicación más cómoda
- Seguro y efectivo, incluso en las zonas sensibles
- Cinco posiciones de energía de luz ajustables

Máxima libertad, mínimas molestias

- Comodidad inalámbrica
- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales

Destacados

Suavidad duradera



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.

Eficacia sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.

Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para

desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 mujeres.

Vello y tipos de piel adecuados

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para piel muy oscura.

Cinco posiciones de energía de luz



Philips Lumea dispone de cinco posiciones de energía de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Y si las utilizas correctamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, ingles, vientre y brazos).

Comodidad inalámbrica



El exclusivo diseño inalámbrico de Lumea es perfecto para maximizar el alcance y la facilidad de uso.

No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea es una solución completa que se vende preparada para funcionar directamente. Y lo que es más importante, no necesita ninguna bombilla de repuesto ni geles.

Seguridad adicional para la cara



El accesorio de precisión está equipado con un filtro de luz adicional y proporciona una aplicación segura y cómoda en el labio superior, la barbilla y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, como las axilas, las ingles y otras zonas de difícil acceso.

Especificaciones

Zonas de aplicación

Cuerpo: Piernas, Brazos, Vientre, Bikini, Axilas
Cara: Barbilla, Patillas, Labio superior

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV
Sistema de anillo de seguridad: Evita los pulsos de luz accidentales
Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para una aplicación cómoda
Paso y flash: Para el tratamiento de zonas curvas
Uso con/sin cable: Sin cable

Potencia

Tensión: 100-240 V
Tiempo de carga: 100 min
Tiempo de funcionamiento: Mínimo de 370 pulsos

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 140.000 pulsos

Accesorios

Accesorio de precisión (2 cm2): Para aplicación segura en el rostro
Accesorio para el cuerpo (4 cm2): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Cargador: Cargador multivoltaje
Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario
Almacenamiento: Funda

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8 min
Axilas: 1 minuto
Zona del bikini: 1 minuto
Cara: 1 minuto

