

# PHILIPS

Sistema de depilación LPI

Lumea Precision Plus

Para uso corporal y facial

15 minutos para las pantorrillas

Vida útil >100.000 pulsos de luz

Diseño inalámbrico



SC2003/11



## Evita el crecimiento del vello

Eliminación del vello con IPL: disfruta de una piel suave todos los días

El sistema de depilación Philips Lumea IPL te ayuda a evitar la reaparición del vello tanto en la cara como en el cuerpo. Las delicadas pulsaciones de luz aplicadas de forma regular mantienen tu piel suave como la seda todos los días.

### Suavidad duradera

- Resultados garantizados sin esfuerzo
- Disfruta de una piel suave cada día

### Sistema de depilación con tecnología IPL

- Adaptada para usarla con seguridad desde la comodidad de tu hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

### Una aplicación suave y eficaz en la cara y el cuerpo

- Modo "Slide and Flash" para una aplicación más cómoda
- Accesorio de precisión para un tratamiento facial seguro
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable
- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles

### Máxima libertad, mínimas molestias

- Comodidad inalámbrica
- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales

# Destacados

## Suavidad duradera



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, tu piel se mantendrá suave todos los días.

## Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repita el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

## Tecnología LPI



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto

con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.

## Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es eficaz cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para pieles muy oscuras.

## Cinco niveles de potencia de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si las usas de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

## Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (bozo, mentón y zona lateral del rostro) y corporal (piernas, axilas, zona de bikini, abdomen y brazos).

## Comodidad inalámbrica



El exclusivo diseño inalámbrico de Lumea es perfecto para maximizar el alcance y la facilidad de uso.

## No necesita piezas de repuesto



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.

## Seguridad adicional para el rostro



El accesorio de precisión está equipado con un filtro de luz integrado adicional y proporciona una aplicación segura y cómoda en el labio superior, la barbilla y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, como las axilas, la zona del bikini y otras zonas de difícil acceso.

# Especificaciones

## Zonas de aplicación

**Zonas del cuerpo:** Piernas, Vientre, Bikini, Axilas, Brazos

**Zonas del rostro:** Barbilla, Patillas, Labio superior

## Configuración de seguridad y ajustable

**Filtro UV integrado:** Protege la piel de los rayos UV

**5 ajustes de intensidad de la luz:** Se adapta a tu tipo de piel

**Sistema de seguridad integrado:** Evita los pulsos de luz accidentales

## Modo de aplicación

**Deslice y dispare:** Para una aplicación cómoda

**Paso y pulsación:** Para el tratamiento de zonas curvas

**Uso con y sin cables:** Inalámbrico

## Potencia eléctrica

**Tiempo de carga:** 100 min.

**Voltaje:** 100-240 V

**Tiempo de funcionamiento:** Mínimo de 370 pulsos

## Especificaciones técnicas

**Lámpara de alto rendimiento:** Proporciona <gt/> 100.000 pulsos

## Archivos adjuntos

**Accesorio para precisión (2 cm<sup>2</sup>):** Para aplicación segura en el rostro

**Accesorio para el cuerpo (4 cm<sup>2</sup>):** Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

## Servicio

**Garantía:** 2 años de garantía completa

## Elementos incluidos

**Cargador:** Cargador multivoltaje

**Instrucciones de uso:** Guía de inicio rápido, Manual del usuario

**Almacenamiento:** Funda

## Tiempo de aplicación

**Pierna:** 8 min

**Axila:** 1 min

**Línea del bikini:** 1 min

**Zonas del rostro:** 1 min

