

# PHILIPS

Systém na odstraňovanie  
chlípkov IPL

Lumea Precision Plus

P. na tele, tvári a ob. bikín

Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

Životnosť <gt/> 140 000  
svetelných impulzov

Bezšnúrový dizajn



SC2008/11



## Ideálny spôsob, ako zabrániť dorastaniu chlípok pre jemnú pokožku v pohodlí domova

Philips Lumea IPL je najúčinnnejšie bezdrôtové riešenie IPL, ktoré zázračne zabraňuje dorastaniu chlípok na tvári aj na celom tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

### **Dlhotrvajúca hladkosť**

- Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň
- Skvelé výsledky bez veľkej námahy

### **Odstraňovanie chlípok pomocou technológie IPL**

- Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti
- Vhodné pre rôzne typy chlípok a pokožky

### **Jemné a účinné na tele, tvári a v oblasti bikín**

- Bezpečné a účinné použitie aj v citlivých oblastiach
- Väčší nástavec na telo pre rýchlejšie ošetrenie
- Nástavec na tvár pre bezpečné ošetrenie tváre
- Nástavec na špeciálnu úpravu chlípok v oblasti bikín
- Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla

### **Maximálna sloboda, minimálne ťažkosti**

- Praktické bezšnúrové používanie
- Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady

# Hlavné prvky

## Dlhotrjavá hladkosť



Zariadenie Philips Lumea aplikuje na korenky chlčkov jemné pulzujúce svetlo. Pôsobením tohto procesu chlčky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.

## Skvelé výsledky bez veľkej námahy



Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chlčkov už po štyroch použitiach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chlčkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chlčkov.

## Technológia IPL



System Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôbila túto technológiu na bezpečné používanie v

pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chlčkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 žien.

## Vhodné typy chlčkov a pokožky

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

System Philips Lumea účinne funguje pri (prirodzene) tmavších blond chlčkoch, hnedých a čiernych chlčkoch. Podobne ako v prípade iných svetelných zákrokov, system Philips Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond chlčkoch, ryšavých ani bielych či sivých chlčkoch. System Philips Lumea NIE JE vhodný pre veľmi tmavú pokožku.

## Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chlčkov na tvári (horná pera, brada, sánka) a rôznych oblastiach tela vrátane nôh, podpazušia, oblasti bikín, brucha a rúk.

## Rýchle ošetrenie nôh



Väčší nástavec na telo na rýchlejšie ošetrenie väčších oblastí – napríklad nôh.

## Zvýšená bezpečnosť pre použitie na tvári



Nástavec na tvár má vlastný, špeciálne navrhnutý svetelný filter na bezpečné a pohodlné použitie na hornej pere, brade a bokombradách. Môže sa používať aj na iné citlivé oblasti na tele, napr. podpazušia a iné ťažko dosiahnuteľné miesta.

## Nástavec na oblasť bikín



Nástavec na oblasť bikín umožňuje účinnú úpravu chlčkov v oblasti bikín. Chlčky v tejto oblasti majú tendenciu byť silnejšie a hrubšie ako chlpy na nohách.

## Päť úrovni intenzity svetla



System Philips Lumea ponúka päť nastaviteľných úrovni intenzity svetla pre jemné a účinné ošetrenie. Ak sa system Philips Lumea používa správne, ošetrenie svetlom pomocou technológii IPL je bezpečné a šetrné aj v prípade citlivej pokožky alebo v citlivých oblastiach tela.

# Technické údaje

## Oblasti aplikácie

**Oblasti tela:** Nohy, Ruky, Brucho, Oblasť bikín, Podpazušia

**Oblasti tváre:** Brada, Kotlety, Horná pera

## Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

**Integrovaný UV filter:** Chráni pokožku pred UV žiarením

**5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:**

Prispôsobiteľné typu pokožky

**Integrovaný bezpečnostný systém:** Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

## Režim aplikácie

**Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:**

Pre jednoduché používanie

**Záblesky pri postupnom posúvaní:** Na

ošetrovanie zakrivených oblastí

**Použitie s káblom aj bez kábla:** Bez šnúry

## Napájanie

**Čas nabíjania:** 100 min

**Napätie:** 100 - 240 V

**Prevádzkový čas:** Minimálne 370 zábleskov

## Technické údaje

**Vysokovýkonná lampa:** Výstup <gt/> 140 000 zábleskov

## Nástavce

**Nástavec na telo (4 cm2):** Na použitie pod líniou krku

**Nástavec na oblasť bikín (2 cm2):** Špeciálne ošetrovanie oblasti bikín

**Nástavec na tvár (2 cm2):** Pre bezpečné použitie na tvári

## Služba

**Záruka:** 2-ročná celosvetová záruka

## Súčasť balenia

**Nabíjacia jednotka:** Multinapätová nabíjačka

**Návod na použitie:** Stručná príručka spustenia,

Návod na použitie

**Skladovanie:** Puzdro

## Čas aplikácie

**Časť nohy od kolena nadol:** 8 min

**Podpazušie:** 1 min

**Oblasť bikín:** 1 min

**Oblasti tváre:** 1 min

