

# PHILIPS

Sistema de depilación IPL

Lumea Precision

Para uso en cuerpo y rostro

15 minutos para las 2 medias piernas

Vida útil >140.000 pulsos de luz

Diseño inalámbrico

 Product Picture

SC2006/11



## La manera ideal de evitar el crecimiento del vello para una piel suave en la comodidad de tu hogar

El sistema de depilación IPL Philips Lumea es la solución sin cables más eficaz con tecnología de luz pulsada intensa. Hace maravillas para evitar la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

### Long lasting smoothness

- Disfrutá de una piel suave todos los días
- Resultados garantizados sin esfuerzo

### Hair removal with IPL technology

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

### Gentle and effective application for face and body

- Accesorio de precisión para un tratamiento facial seguro
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Modo de deslizamiento continuo para una aplicación más cómoda
- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable

### Máxima libertad, mínimas molestias

- Comodidad inalámbrica
- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales

# Destacados

## Suavidad duradera



El sistema Philips Lumea aplica suaves pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que causa que el pelo se caiga de manera natural evitando su crecimiento. Si repetís el tratamiento regularmente, tu piel se mantendrá suave todos los días.

## Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

## Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó

junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.

## Tipos de vello y piel adecuados

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea tampoco es adecuada para pieles muy oscuras.

## Cinco niveles de potencia de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si las usas de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

## Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, área del bikini, vientre y brazos).

## Comodidad inalámbrica



El exclusivo diseño inalámbrico de Lumea es perfecto para maximizar el alcance y la facilidad de uso.

## No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.

## Seguridad adicional para el rostro



El accesorio de precisión está equipado con un filtro de luz integrado adicional y proporciona una aplicación segura y cómoda en el labio superior, el mentón y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, como las axilas, la zona del bikini y otras zonas de difícil acceso.

# Especificaciones

## Zonas de aplicación

**Zonas del cuerpo:** Piernas, Brazos, Vientre, Bikini, Axilas

**Zonas del rostro:** Mentón, Patillas, Bozo

## Configuración de seguridad y ajustable

**Filtro UV integrado:** Protege la piel de los rayos UV

**Sistema de anillo de seguridad:** Evita los pulsos de luz accidentales

**5 ajustes de intensidad de la luz:** Se adapta a tu tipo de piel

## Modo de aplicación

**Deslice y dispare:** Para una aplicación cómoda

**Step and Flash:** Para el tratamiento de zonas curvas

**Uso con y sin cables:** Recargable

## Potencia eléctrica

**Charging time:** 100 min

**Voltaje:** 100-240 V

**Running time:** Mínimo de 370 pulsos

## Especificaciones técnicas

**Lámpara de alto rendimiento:** Proporciona <gt/> 140.000 pulsos

## Archivos adjuntos

**Accesorio para precisión (2 cm<sup>2</sup>):** Para aplicación segura en el rostro

**Accesorio para el cuerpo (4 cm<sup>2</sup>):** Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

## Servicio

**Garantía:** 2 años de garantía completa

## Elementos incluidos

**Charger:** Cargador multivoltaje

**Instrucciones de uso:** Guía de inicio rápido, Manual del usuario

**Almacenamiento:** Funda

## Tiempo de aplicación

**Pierna:** 8 min

**Axila:** 1 min

**Línea del bikini:** 1 min

**Zonas del rostro:** 1 min

