

PHILIPS

ルメア エッセンシ
ヤル

Lumea Essential

からだ用

約15分で両ひざ下のお手入れ完了

約10万回の照射が可能

長めのコード



SC1991/00



2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。
自宅でなめらかなお肌に

ご自宅で簡単に、わずか2回のケアで効果を実感できる*2光美容器「ルメア プレシジョンプラス」。素肌にそってルメアをすべらせていくだけで、やさしい光による除毛後の肌のお手入れができます。

長期間なめらかな肌が持続

- 片手で簡単に操作が可能で使いやすい
- なめらかな仕上がりが持続

光美容器によるムダ毛ケア

- ご自宅での使用も快適で安心。

敏感なお肌にもやさしく効果的

- からだ用
- お肌のタイプに合わせて調整可能
- 光の強さを5段階で調節
- 大きいからだ用アタッチメントで短時間のお手入れが可能

コード付きのコンパクトなデザイン

- 交換部品がないため、追加購入が不要

特長

なめらかな仕上がりが持続



Philips Lumea は毛根にやさしく光を照射します。これにより、ムダ毛が自然に抜け落ち、再生が抑制されます。このトリートメントを定期的に繰り返すうちに、すべすべした肌触りを毎日感じられるようになります。

片手で簡単に操作が可能で使いやすい



臨床試験では、2週間に一度のお手入れを4回続けると、無駄毛のないすべすべのお肌に仕上がることが確認されています。この結果をキープするためには、必要に応じてトリートメントの回数を増やしてください。どのくらいの間隔をあけてトリートメントするかについては、個々の毛の成長度合によって異なります。

光美容器



フィリップスの光美容器ルメアは、肌の表面の毛に反応する光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安

心、かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と共同開発を行っています。10年以上の時間をかけ、2,000人以上の消費者に対して調査を行っています。

光の強さは5段階で調節



フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを5段階に調節できます。ルメア光美容器は、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れにもやさしく安心。

照射エリア



首から下の全身（脚、ワキ、ビキニエリア、腕、お腹の部分）のご使用も安心。

大きいからだ用アタッチメント、4cm²




大きいからだ用アタッチメントを使うと、脚のような広い範囲をすばやくお手入れできます。

交換部品なし



フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。

本製品使用に適した毛の色・肌の色



フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。

仕様

適用部位

からだ: 腕, 脚, へそ, ビキニエリア, ワキ

調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護

5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能

内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能

アプリケーションモード

ステップ&フラッシュ: からだのカーブにフィット

コンセントに接続して使用可能: 交流式

電源

対応電圧: AC100~240 V (海外電圧対応可能)

技術仕様

高性能ランプ: 照射回数 $> 100,000$ 回の照射

アタッチメント

からだ用アタッチメント (4cm²): 首から下の部分用

サービス

保証: 2年のグローバル本体保証

品目

取扱説明書: クイックスタートガイド, 取扱説明書

ストレージ: 収納ケース

アダプタ: 24V/1500mA

アプリケーション時間

ひざ下 (片側): 8分

ワキ (片側): 1分

ビキニエリア: 1分

