

# PHILIPS

ルメア プレシジョン  
プラス

Lumea Precision  
Plus

からだ、顔用

約15分で両ひざ下のお手入れ完了

約10万回の照射が可能

コードレス設計



SC2003



ヨーロッパで4年連続No.1\*1。2回で、実感\*2。使う  
ほどに、肌、なめらか。

肌へのやさしさを目指したホームケアアイテムでありながら、い  
つでも自信をもって魅せられる、なめらかな肌をかなえます。

\*1 出典：ユーロモニター 2010-2013 光美容器カテゴリ金額シェア(イギリス・オランダ・ドイツ・オーストリア・スイス・スペイン・フランス) \*2 ルメア購入者77人による12週間のテストの結果。オランダフィリップス調べ。ただし、個人差があります。

#### 長期間なめらかな肌が持続

- 片手で簡単に操作が可能で使いやすい
- なめらかな仕上がりが持続

#### 光美容器によるムダ毛ケア

- ご自宅での使用も快適で安心。
- さまざまなタイプのムダ毛とお肌に対応

#### 顔にも、からだにもやさしく効果的

- 使いやすく便利なスライドモード/フラッシュモード
- 顔のうぶ毛ケアできる安心のプレシジョンアタッチメント付き
- 大きいからだ用アタッチメントで短時間のお手入れが可能
- 光の強さを5段階で調節
- 敏感なエリアにも安心して効果的

#### 簡単な手間で大きな自由を

- 便利なコードレスタイプ
- 交換部品がないため、追加購入が不要

# 特長

## 長期間なめらかな肌が持続



フィリップスの光美容器ルメアは、弱い光を毛根に照射します。使用を続けると、ムダ毛は自然に抜け落ち再生が抑制されます。定期的にお手入れをすることで、ツルスベのお肌を保ちます。

## 片手で簡単に操作が可能で使いやすい



フィリップスの臨床研究では、隔週のお手入れを4回続けると、目に見えた脱毛効果が表れ、すべすべのお肌になることが確認されています。この効果を維持するには、必要に応じてお手入れを繰り返してください。お手入れの間隔は、ムダ毛が生えてくる時期など、個人差があります。

## 光美容器



フィリップスの光美容器ルメアは、エステティックサロンなどで使用されている IPL（インテンスパルスライト）と呼ばれる革新的な光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安全かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と連携して画期的な脱毛システムを開発しました。大規模な消費者リサーチに 10 年以上の時間をかけ、2,000 人以上の女性にご協力いただいています。

## 処理に適したムダ毛とお肌のタイプ



フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。

## 光の強さは 5 段階



フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを 5 段階に調節できます。ルメア光美容器は、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れにもやさしく安心。

## 照射エリア



顔（鼻の下、あご、もみあげ）と、脚、ワキ、ビキニエリア、腹部、腕などの部分のうぶ毛ケアにも安心。

## 便利なコードレスタイプ



コードレス設計のため、どこでも快適に使えます。

## 交換部品なし



フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。

## 顔のうぶ毛ケアにも安心して使える



プレシジョンアタッチメントには光フィルターを搭載。鼻の下、あご、もみあげのお手入れにも安心です。またワキやビキニエリアなどの敏感な部分や手の届きにくい部分にもお使いいただけます。

## 両脚のお手入れを短時間で



大きいからだ用アタッチメントを使うと、脚のような広い範囲をすばやくお手入れできます。

## スライドモード/フラッシュモード



メイン照射モードでは、スライドアクションが有効になり、より簡単にお手入れを継続できます。

# 仕様

## 適用部位

からだ: 脚, へそ, ビキニエリア, ワキ, 腕  
顔: あご, もみあげ, 鼻下

## 調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護  
5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能  
内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能

## アプリケーションモード

連続照射モード/単回照射モード: 連続照射、単回照射が選べて使いやすい  
ステップ&フラッシュ: からだのカーブにフィット  
コンセントに接続して使用可能: コードレス

## 電源

充電時間: 100 分  
対応電圧: AC100~240 V (海外電圧対応可能)  
満充電時の照射可能回数: 370 回以上

## 技術仕様

高性能ランプ: 照射回数 > 100,000 回の照射

## アタッチメント

顔用アタッチメント (2cm<sup>2</sup>): 顔のうぶ毛ケアにも安心  
からだ用アタッチメント (4cm<sup>2</sup>): 首から下の部分用

## サービス

保証: 2 年のグローバル本体保証

## 品目

充電器: 海外使用対応充電器  
取扱説明書: クイックスタートガイド, 取扱説明書  
ストレージ: 収納ケース

## アプリケーション時間

ひざ下 (片側): 8 分  
ワキ (片側): 1 分  
ビキニエリア: 1 分  
顔: 1 分

