

PHILIPS

Sistema de depilación IPL

Lumea Precision

Para uso en cuerpo y rostro

15 minutos para las 2 medias piernas

Vida útil >140.000 pulsos de luz



SC2006/11



La manera ideal de evitar el crecimiento del vello para una piel suave en la comodidad de tu hogar

El sistema de depilación IPL Philips Lumea es la solución sin cables más eficaz con tecnología de luz pulsada intensa. Hace maravillas para evitar la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Long lasting smoothness

- Disfrutá de una piel suave todos los días
- Resultados garantizados sin esfuerzo

Hair removal with IPL technology

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Gentle and effective application for face and body

- Accesorio de precisión para un tratamiento facial seguro
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Modo de deslizamiento continuo para una aplicación más cómoda
- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable

Máxima libertad, mínima molestia

- Comodidad inalámbrica
- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales

Destacados

Suavidad duradera



El sistema Philips Lumea aplica suaves pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que causa que el pelo se caiga de manera natural evitando su crecimiento. Si repetís el tratamiento regularmente, tu piel se mantendrá suave todos los días.

Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar

nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.

Tipos de vello y piel adecuados

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea tampoco es adecuada para pieles muy oscuras.

Cinco niveles de potencia de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si las usas de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, área del bikini, vientre y brazos).

Comodidad inalámbrica



El exclusivo diseño inalámbrico de Lumea es perfecto para maximizar el alcance y la facilidad de uso.

No necesita piezas de repuesto



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.

Seguridad adicional para el rostro



El accesorio de precisión está equipado con un filtro de luz integrado adicional y proporciona una aplicación segura y cómoda en el labio superior, el mentón y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, como las axilas, la zona del bikini y otras zonas de difícil acceso.

Especificaciones

Energía

Voltaje: 100-240 V

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 140.000 pulsos

Áreas de aplicación

Zonas del cuerpo: Piernas, Brazos, Vientre, Bikini, Axilas

Zonas del rostro: Mentón, Patillas, Bozo

Archivos adjuntos

Accesorio para precisión (2 cm²): Para aplicación segura en el rostro

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Elementos incluidos

Charger: Cargador multivoltaje

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

Power

Charging time: 100 min

Running time: Mínimo de 370 pulsos

Safety and adjustable settings

Sistema de anillo de seguridad: Evita los pulsos de luz accidentales

Seguridad y configuraciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a tu tipo de piel

Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

Zonas del rostro: 1 min

Application mode

Step and Flash: Para el tratamiento de zonas curvas

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda

Uso con y sin cables: Recargable

