

PHILIPS

Σύστημα αφαίρεσης
τριχοφυΐας με IPL

Lumea Essential

Μόνο για χρήση στο σώμα

15 λεπτά για αποτρίχωση στις
γάμπες

Διάρκεια ζωής >100.000 παλμοί
φωτός

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο



SC1991/00



Ο ιδανικός τρόπος περιορισμού της τριχοφυΐας για λεία επιδερμίδα στο σπίτι

Η Philips Lumea IPL κάνει θαύματα στον περιορισμό της τριχοφυΐας. Οι ήπιοι παλμοί φωτός, εφόσον εφαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διατηρούν το δέρμα σας μεταξένια απαλό.

Απαλότητα που διαρκεί

- Ανώδυνα αποτελεσματικό
- Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα

Αποτρίχωση με την τεχνολογία IPL

- Ειδικά σχεδιασμένο για ασφαλή οικιακή χρήση

Ήπιο και αποτελεσματικό, ακόμη και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες

- Για χρήση στο σώμα
- Ρύθμιση βάσει του τύπου του δέρματός σας
- Πέντε προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός
- Μεγαλύτερο εξάρτημα σώματος για γρήγορη αποτρίχωση

Μικρό μέγεθος, με καλώδιο

- Χωρίς ανταλλακτικά εξαρτήματα, χωρίς κρυμμένα κόστη

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε απαλό δέρμα κάθε μέρα



Η συσκευή Lumea της Philips εφαρμόζει ήπιους παλμούς φωτός στη ρίζα της τρίχας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη φυσική πτώση των τριχών και την αναστολή επανεμφάνισης της τριχοφυΐας. Η τακτική επανάληψη της διαδικασίας θα διατηρήσει το δέρμα σας απαλό κάθε μέρα.

Ανώδυνα αποτελεσματικό



Οι κλινικές μελέτες μας έδειξαν σημαντική μείωση των τριχών σε μόλις τέσσερις φορές, με δύο εφαρμογές την εβδομάδα, προσφέροντας λείο δέρμα χωρίς τριχοφυΐα. Για να διατηρήσετε αυτά τα αποτελέσματα, επαναλάβετε απλώς τη θεραπεία όταν χρειάζεται. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των θεραπειών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο επανεμφάνισης της τρίχας σε κάθε άτομο.

Τεχνολογία IPL



Η συσκευή Lumea της Philips χρησιμοποιεί έντονο παλμικό φως (IPL), μια πρωτοποριακή τεχνολογία που βασίζεται στην εκπομπή φωτός και

χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα ομορφιάς. Η Philips έχει προσαρμόσει αυτήν την τεχνολογία για να απολαμβάνετε ασφαλή και αποτελεσματική χρήση στην άνεση του σπιτιού σας. Η Philips συνεργάστηκε στενά με κορυφαίους δερματολόγους για να διαμορφώσει αυτό το πρωτοποριακό σύστημα αποτρίχωσης. Για περισσότερα από 10 χρόνια, διεξήχθησαν εκτενείς έρευνες καταναλωτών με περισσότερους από 2.000 εθελοντές.

5 ρυθμίσεις έντασης φωτός



Η συσκευή Lumea της Philips διαθέτει πέντε προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός για να εξασφαλίσετε ήπια αλλά αποτελεσματική θεραπεία. Η σωστή χρήση της μεθόδου αποτρίχωσης IPL Lumea της Philips είναι ασφαλής και με ήπια δράση για χρήση ακόμα και σε ευαίσθητο δέρμα και ευαίσθητες περιοχές του σώματος.

Περιοχές εφαρμογής



Χρησιμοποιήστε την άφοβα για την αφαίρεση τριχών στις περιοχές του σώματος κάτω από το λαιμό: πόδια, μασχάλες, περιοχή του μπικίνι, χέρια και κοιλιά.

Μεγαλύτερο εξάρτημα σώματος, 4cm2




Το μεγαλύτερο εξάρτημα σώματος προσφέρει γρήγορη αποτρίχωση σε περιοχές με μεγάλη επιφάνεια, όπως τα πόδια.

Δεν απαιτούνται ανταλλακτικά εξαρτήματα



Η συσκευή Lumea της Philips είναι μια ολοκληρωμένη λύση, έτοιμη για χρήση αμέσως μόλις τη βγάλετε από τη συσκευασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται ανταλλακτικές κεφαλές (φλας) ή ζελέ.

Κατάλληλοι τύποι τρίχας και δέρματος



Η συσκευή Lumea της Philips λειτουργεί αποτελεσματικά σε (φυσικά) σκούρες ξανθές, καστανές και μαύρες τρίχες. Όπως και με άλλες μεθόδους αποτρίχωσης που βασίζονται στο φως, η συσκευή Lumea της Philips ΔΕΝ είναι αποτελεσματική σε κόκκινες, ανοιχτές ξανθές ή λευκές/γκρίζες τρίχες. Η συσκευή Lumea της Philips ΔΕΝ είναι επίσης κατάλληλη για σκούρο δέρμα.

Προδιαγραφές

Περιοχές εφαρμογής

Περιοχές σώματος: Χέρια, Πόδια, Κοιλιά, Μπικίνι, Μασχάλες

Ασφάλεια και προσαρμοσμένες ρυθμίσεις

Ενσωματωμένο φίλτρο UV: Προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

5 ρυθμίσεις ενέργειας φωτός: Ρύθμιση βάσει του τύπου του δέρματός σας

Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας: Αποτροπή ακούσιας εκπομπής φωτός

Τρόπος χρήσης

Ster & Flash: Για θεραπεία σε περιοχές με καμπύλες

Χρήση με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο: Ενσύρματο

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Λυχνία υψηλής απόδοσης: Παρέχει $<gt;/>$ 100.000 εκπομπές φωτός

Εξαρτήματα

Εξάρτημα σώματος (4cm²): Για χρήση σε όλο το σώμα πλην του προσώπου

Σέρβις

Εγγύηση: Διετής διεθνής εγγύηση

Περιλαμβάνεται

Οδηγίες χρήσης: Οδηγός γρήγ. έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσης

Αποθήκευση: Θήκη

Προσαρμογέας: 24 V/1500 mA

Χρόνος εφαρμογής

Γάμπα: 8 λεπτά

Μασχάλη: 1 λεπτό

Γραμμή μπικίνι: 1 λεπτό

