

PHILIPS

Zariadenie na
odstraňovanie chĺpkov s IPL

Lumea Advanced

Na telo


So snímačom odtieňa pokožky

Oš. nôh od kol. d. za 15 min.




Hlavné prvky

Dlhotrvajúca hladkosť



IPL je skratka pre intenzívne pulzné svetlo. Zariadenie Philips Lumea aplikuje na koreňky chlčpkov jemné pulzujúce svetlo uvádzajúce folikuly chlčpkov do kludovej fázy. Vďaka tomu sa množstvo chlčpkov, ktoré rastú na tele, postupne zníži. Opakovaným používaním získate krásnu pokožku bez chlčpkov a jemnú na dotyk. Ošetrovanie zabraňujúce dorastaniu chlčpkov je bezpečné a šetrné aj v citlivých oblastiach tela. Zariadenie Philips Lumea je klinicky testované a vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na jednoduché a účinné ošetrovanie v pohodlí vášho domova.

Dokázaná účinnosť



Objektívne štúdie dokazujú, že už po 3 ošetrovaniach sa zbavíte minimálne 85 % chlčpkov**. Prvé 4 ošetrovania je potrebné vykonať v dvojtýždňových intervaloch a po nich by ste už mali vidieť želané výsledky. Ak si chcete dosiahnutý stav udržať, stačí každé 4 týždne ošetrovanie zopakovať. Po 8 takýchto udržiavacích ošetrovaniach sa môžete tešiť z hladkej pokožky bez chlčpkov minimálne


3 mesiace*. Ak chcete tento obrázok zväčšiť, kliknite na obrázok v galérii obrázkov v homej časti tejto stránky.

Vhodné typy chlčpkov a pokožky



Zariadenie Philips Lumea Prestige funguje efektívne, jednoducho a bezpečne na rôznych typoch chlčpkov a pokožky. Funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých a čiernych chlčpkoch a na odtieňoch pokožky od veľmi svetlej až po tmavohnedú. Rovnako ako v prípade ostatných typov ošetrovaní založených na technológii IPL, ani zariadenie Philips Lumea nie je možné použiť na ošetrovanie bielych/sivých, svetlých blond ani červených chlčpkov a nie je vhodné pre veľmi tmavú pokožku. Dôvodom toho je veľký kontrast potrebný medzi pigmentom chlčpkov a pigmentom pokožky.

Snímač odtieňa pokožky



Vyššiu bezpečnosť zabezpečuje zabudovaný snímač farby pokožky, ktorý meria typ pokožky pred začiatkom každého ošetrovania a niekedy aj


počas neho. Ak rozpozná odtieň pokožky, ktorý je na použitie tohto výrobku príliš tmavý, automaticky zastaví aplikáciu impulzov.

Rýchle ošetrovanie nôh



Veľký aplikačný prieszor pre rýchle použitie na veľkých plochách, napríklad na nohách

Aplikácia Lumea ZDARMA



Aplikácia Lumea je zdarma k dispozícii na stiahnutie a ponúka možnosť využívať technológiu IPL presne podľa vašich potrieb. Je to váš osobný inštruktor, s ktorým zaručene vyťažíte zo zariadenia Lumea maximum a budete ho používať správne, vďaka čomu dosiahnete dlhotrvajúce výsledky. Pomocou aplikácie si vytvoríte vlastný harmonogram ošetrovaní jednotlivých častí tela a pri každom ošetrovaní budete dostávať tipy a rady. Stačí, ak si budete aplikáciu pravidelne kontrolovať, aby vám neunikli žiadne upozornenia či pripomenutia.

Technické údaje

Príkon

Napätie: 100-240 V

Servis

Záruka: 2 years global warranty

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Arms, Legs, Belly, Armpits, Bikini

Nadstavce

Nástavec na telo (4 cm²): For use below the neckline

Príbalené príslušenstvo

Návod na použitie: User manual

Skladovanie: Pouch

Adaptér: 24V / 1500mA

Príslušenstvo: Cleaning cloth

Príkon

Použitie na sieť: Yes

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Protects skin from UV light

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Adjustable to your skin type

Integrovaný bezpečnostný systém: Prevent unintentional flashing

Senzor tónu pokožky: Detects your skin tone

Čas aplikácie

Oblasť bikín: 4min

Časť nohy od kolena nadol: 15 min

Podpazušie: 2,5 min

Application mode

Záblesky pri postupnom posúvaní: For treatment on curvy areas

Druh použitia

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

For easy motion application

Použitie s káblom aj bez kábla: Corded

Aktivácia záblesku priložením: For treatment on curvy areas

Zastrihávač v tvare pera

Jednoduché použitie: Kompaktné držadlo

Pen trimmer

Príkon: Batéria AAA

