

PHILIPS

IPL prístroj na
odstraňovanie chlpkov

Lumea IPL 7000 Series

5 manuálnych nastavení
intenzity

1 nastavac: na telo

Aplikácia Lumea IPL

Použitie na sieť



SC1994/00



Skvelé výsledky, skvelá hodnota

Tešte sa z hladkej pokožky bez chlpkov až 12 mesiacov*

Získajte hladkú pokožku bez chlpkov s našou sériou Lumea IPL 7000. Ošetrenia sú šetrné a účinné vďaka nastavcom pre každú oblasť tela.

Šetrné a účinné pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku

- Rýchle výsledky s ošetrením len každé 2 týždne
- Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi s ohľadom na jednoduchosť a účinnosť
- Výnimočne dlhý kábel pre väčšiu flexibilitu pri ošetrovaní

Kompletné riešenie pre tvár a telo

- 1 nastavac na telo
- Vhodné pre širokú škálu odtieňov pleti a farieb chlpkov

Personalizované ošetrenie epiláciou IPL

- Senzor tónu pokožky a 5 nastavení intenzity
- Optimalizujte si rutinné ošetrenie pomocou aplikácie Philips Lumea IPL

Hlavné prvky

2x mesačne pre rýchle výsledky



Začnite s úvodnou fázou 4 ošetrení len každé 2 týždne – to je o polovicu menej ošetrení ako u iných značiek. Potom každý mesiac upravte, aby ste si udržali výsledky.

Snímač odtieňa pokožky



Vyberte si z 5 nastavení intenzity pre pohodlný zážitok. Snímač tónu pleti zabraňuje ošetreniu oblastí pokožky, ktoré sú príliš tmavé na ošetrenie IPL.

Výnimočne dlhý kábel




Pohodlné používanie vďaka výnimočne dlhému káblu, ktorý umožňuje ľahký prístup a lepšiu ovládateľnosť.

1 nastavec na telo



Nastavec na telo možno použiť na jemné a účinné ošetrenie. Široký ošetrovací priestor je ideálny na rýchle ošetrenie väčších častí tela, ako sú nohy, ruky a brucho.


Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi



Spoločnosť Philips ako líder v oblasti zdravotníckych technológií vyvinula zariadenie Lumea IPL po konzultácii s dermatológmi

s cieľom zaistiť jednoduché a efektívne používanie v bezpečnosti vášho domova. Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na základe technológie používanej v profesionálnych salónoch, ponúka jemné ošetrenie aj v citlivých oblastiach.

Aplikácia Philips Lumea IPL



Naša bezplatná tréningová aplikácia vám pomôže naplánovať a dodržiavať plán ošetrenia a potom vás krok za krokom prevedie každým ošetrením. Stiahlo si ju viac ako 2,1 milióna používateľov.

Pre mnohé typy pokožky a chĺpkov

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo farbe chĺpkov a pigmentom v tóne pokožky, preto funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých a čiernych chĺpkoch a na tónoch pokožky od svetlej po stredne hnedú (I – IV).

Technické údaje

Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Na jednoduché používanie súvislým pohybom

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie malých oblastí

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na

ošetrovanie zakrivených oblastí

Použitie s káblom aj bez kábla: Káblové

Zastrihávač v tvare pera

Jednoduché použitie: Kompaktné držadlo

Príkon: Batéria AAA

Napájanie

Použitie na sieť

Technické údaje

Vysokovýkonná lampa: Vyrobené na dlhodobé používanie, 250 000 zábleskov, čo zodpovedá 20 rokom životnosti lampy**

Napätie: 100 – 240 V

Nadstavce

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Služba

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka + 1 rok záruky navyše po registrácii produktu do 90 dní

Súčasti balenia

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Puzdro

Adaptér: 24 V/1 500 mA

Príslušenstvo: Handrička na čistenie

Čas aplikácie

Oblasť bikín: 4 min.

Časť nohy od kolena nadol: 15 min

Podpazušia: 2,5 min

Oblasť bikín: 4 min

Oblasti tváre: 2 min

Technické špecifikácie, nadstavce

Nástavec na telo: Plocha priezoru: 4,0 cm²,

Ošetrovanie tela: nohy, ruky, brucho a

podpazušie

