

PHILIPS

Systém na odstraňovanie
chlípkov IPL

Lumea Precision Plus

Pre použitie na tele a tvári

Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

Životnosť > 100 000
svetelných impulzov



SC2003/11



Zabraňuje dorastaniu chlípok

Odstraňovanie chlípok technológiou IPL: vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Systém na odstraňovanie chlípok Philips Lumea IPL je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chlípok na tvári aj na celom tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

Dlhotrvejúca hladkosť

- Skvelé výsledky bez veľkej námahy
- Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Odstraňovanie chlípok pomocou technológie IPL

- Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti
- Vhodné pre rôzne typy chlípok a pokožky

Jemná a účinná aplikácia na tvári aj na tele

- Režim zábleskov pri klzaní pre jednoduchšie používanie
- Presný nástavec na bezpečné použitie na tvári
- Väčší nástavec na telo pre rýchlejšie ošetrenie
- Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla
- Bezpečné a účinné použitie aj v citlivých oblastiach

Maximálna sloboda, minimálne ťažkosti

- Praktické bezšnúrové používanie
- Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady

Hlavné prvky

Dlhotrjavá hladkosť



Zariadenie Philips Lumea aplikuje na koreňky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo. Pôsobením tohto procesu chĺpky prirodzene vypadnú a ich opätovný rast sa spomalí. Pravidelným používaním dosiahnete hladkú pokožku každý deň.

Skvelé výsledky bez veľkej námahy



Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitiach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.

Technológia IPL



Systém Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôbila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými

dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 žien.

Vhodné typy chĺpkov a pokožky



Systém Philips Lumea účinne funguje pri (prirodzene) tmavších blond chĺpkoch, hnedých a čiernych chĺpkoch. Podobne ako v prípade iných svetelných zákrokov, systém Philips Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond chĺpkoch, ryšavých ani bielych či sivých chĺpkoch. Systém Philips Lumea NIE JE vhodný pre veľmi tmavú pokožku.

Päť úrovní intenzity svetla



Systém Philips Lumea ponúka päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla pre jemné a účinné ošetrenie. Ak sa systém Philips Lumea používa správne, ošetrenie svetlom pomocou technológie IPL je bezpečné a šetrné aj v prípade citlivej pokožky alebo v citlivých oblastiach tela.

Oblasti aplikácie



Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chĺpkov na tvári (horná pera, brada, sánka) a rôznych oblastiach tela vrátane nôh, podpazušia, oblasti bikín, brucha a rúk.

Praktické bezšnúrové používanie



Jedinečný bezšnúrový dizajn systému Lumea je navrhnutý na maximálny dosah a jednoduché používanie.

Nie sú potrebné žiadne náhradné diely



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea predstavuje kompletne riešenie, ktoré bude fungovať hneď po vybalení. Navyše nie sú potrebné ani žiadne náhradné lampy či gély.

Zvýšená bezpečnosť pre použitie na tvári



Presný nástavec je vybavený ďalším integrovaným svetelným filtrom, ktorý umožňuje bezpečnú a jednoduchú aplikáciu na hornú peru, bradu alebo oblasť sánky. Môžete ho použiť aj na iné citlivé oblasti tela, napríklad podpazušie, oblasť bikín alebo iné ťažko prístupné oblasti.

Technické údaje

Príkon

Napätie: 100 – 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Technické špecifikácie

Vysokovýkonná lampa: Výstup $> 100\,000$ zábleskov

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Nohy, Podpazušie, Brucho,
Oblasť bikín

Oblasti tváre: Brada, Kottety, Horná pera

Nadstavce

Presný nástavec (2 cm²): Pre bezpečné použitie na tvári

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Príbalené príslušenstvo

Nabíjacia jednotka: Multinapäťová nabíjačka

Návod na použitie: Úplný návod na používanie, Stručná príručka spustenia

Skladovanie: Puzdro

Power

Čas nabíjania: 100 min

Prevádzkový čas: Minimálne 370 zábleskov

Safety and adjustable settings

System bezpečnostného prstena: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Čas aplikácie

Oblasť bikín: 4 min.

Časť nohy od kolena nadol: 8 min

Záblesky pri klzani: Pre jednoduché používanie

Podpazušia: 1 min.

Príkon

System napájania: Nabíjateľná batéria

Technical specifications

Svetelné spektrum: Nástavec na telo $> 570\text{ nm}$

Presný nástavec $> 600\text{ nm}$

Svetelná fluencia (J/cm²): Nástavec na telo: 2

– 6 J/cm², Presný nástavec: 2 – 6 J/cm

Application time

Predná časť: 1 min.

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na ošetrovanie zakrivených oblastí

