

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Precision Plus

Voor lichaam, gezicht en
bikinilijn

Behandeling onderbenen in 15
minuten

Levensduur >140.000
lichtpulsen

Snoerloos ontwerp



SC2008/11



De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen

voor een gladde huid thuis

Philips Lumea IPL is de effectiefste draadloze IPL oplossing om teruggroei van haar op het gezicht en het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Langdurige gladheid

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief

Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

Zacht en doeltreffend voor lichaam, gezicht en bikinilijn


- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- Groter lichaamsopzetstuk voor snelle behandeling
- Hulpstuk voor veilige ontharing van het gezicht
- Hulpstuk voor zorgvuldige ontharing van de bikinilijn
- Vijf instelbare lichtsterktes

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Snoerloos gemak
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten

Kenmerken

Langdurige gladheid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de

ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Geschikte haar- en huidtypen

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ
Dark brown	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ
Brown	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ
Dark blond	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ
Light blond	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ
Red	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ
White/grey	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ

ⓧ This product is suitable for you to use ⓧ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere huid.

Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin en bakkebaarden) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Snelle behandeling van benen



Groter lichaamsopzetstuk voor snelle behandeling van grote oppervlakken, zoals benen.

Extra veiligheid voor het gezicht



Het hulpstuk voor het gezicht heeft een eigen, speciaal ontworpen geïntegreerd lichtfilter voor veilig en gemakkelijk gebruik op de bovenlip, kin en bakkebaarden. Het kan ook op andere gevoelige gebieden op het lichaam worden gebruikt, zoals de oksels en andere moeilijk te bereiken gebieden.

Hulpstuk voor bikinilijn



Bikinilijnhulpstuk voor doeltreffende behandeling van de bikinilijn. Haar in dit gebied is doorgaans sterker en dikker dan haar op de benen.

Vijf lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Benen, Armen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermst uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: voor eenvoudig gebruik

Stap- en flitsmodus: Voor behandeling van lichaamscontouren

Met of zonder snoer te gebruiken: Draadloos

Vermogen

Oplaadtijd: 100 min.

Spanning: 100 – 240 V

Gebruikstijd: Minimaal 370 flitsen

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 140.000 pulsen afgeven

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Hulpstuk voor bikinilijn (2 cm²): Speciale behandeling voor bikinilijn

Hulpstuk voor gezicht (2 cm²): Voor veilig gebruik op het gezicht

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Meegeleverde artikelen

Docking station: Oplader voor verschillende voltages

Gebruiksaanwijzing: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Okseel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

Delen van het gezicht: 1 min

