

# PHILIPS

Sistema de  
depilación LPI

Lumea Precision  
Plus

Para uso corporal, facial y bikini

15 minutos para las pantorrillas

Vida útil >140.000 pulsos  
de luz



SC2008/11



## La mejor manera de evitar la reaparición del vello para una piel suave en casa

Philips Lumea IPL es la solución con tecnología de luz pulsada intensa sin cable más eficaz. Hace maravillas para inhibir la reaparición del vello facial y corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

### **Suavidad duradera**

- Disfruta de una piel suave cada día
- Resultados garantizados sin esfuerzo

### **Sistema de depilación con tecnología IPL**

- Adaptada para usarla con seguridad desde la comodidad de tu hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

### **Suave y efectivo en el cuerpo, rostro y área del bikini**

- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Accesorio para un tratamiento facial seguro
- Accesorio para el tratamiento especializado del vello del área del bikini
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable

### **Máxima libertad, mínimas molestias**

- Comodidad inalámbrica
- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales

# Destacados

## Suavidad duradera



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, tu piel se mantendrá suave todos los días.

## Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repita el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

## Tecnología LPI



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla

cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.

## Tipos de vello y piel adecuados

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type


Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es eficaz cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para pieles muy oscuras.

## Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, área del bikini, vientre y brazos).

## Tratamiento rápido en las piernas



Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido en áreas amplias como las piernas.

## Seguridad adicional para el rostro



El accesorio facial cuenta con un filtro de luz integrado, diseñado especialmente para un uso seguro y conveniente en el labio superior, la barbilla y las patillas. También se puede utilizar en otras áreas sensibles del cuerpo, como por ejemplo en las axilas y en otras áreas difíciles de alcanzar.

## Accesorio para el área del bikini



Accesorio para el área del bikini para un tratamiento efectivo del vello de esta área. El vello en esta área normalmente es más resistente y grueso que el vello de las piernas.

## Cinco niveles de potencia de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si las usas de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

# Especificaciones

## Energía

Voltaje: 100-240 V

## Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

## Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 140.000 pulsos

## Áreas de aplicación

Zonas del cuerpo: Piernas, Brazos, Vientre, Bikini, Axilas

Zonas del rostro: Barbilla, Patillas, Labio superior

## Archivos adjuntos

Accesorio para el cuerpo (4 cm<sup>2</sup>): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Accesorio para el área del bikini (2 cm<sup>2</sup>):

Tratamiento especial para el vello del área del bikini

## Attachments

Accesorio facial (2 cm<sup>2</sup>): Para aplicación segura en el rostro

## Elementos incluidos

Cargador: Cargador multivoltaje

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

## Power

Tiempo de carga: 100 min.

Tiempo de funcionamiento: Mínimo de 370 pulsos

## Seguridad y configuraciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a

tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

## Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

Zonas del rostro: 1 min

## Application mode

Paso y pulsación: Para el tratamiento de zonas curvas

## Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda

Uso con y sin cables: Inalámbrico

