

PHILIPS

Sistema de depilación IPL

Lumea Essential

Solo para uso corporal

15 minutos para las 2 medias piernas

Vida útil >100.000 pulsos de luz

Cable extralargo

 Product Picture

SC1992/00



La manera ideal de evitar el crecimiento del vello para una piel suave en la comodidad de tu hogar

Philips Lumea IPL funciona perfectamente para evitar el crecimiento del vello corporal. Los pulsos de luz, aplicados de manera regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Long lasting smoothness

- Resultados garantizados sin esfuerzo
- Disfrutá de una piel suave todos los días

Hair removal with IPL technology

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar

Suave y eficaz, incluso en piel sensible

- Para uso en el cuerpo
- Se adapta a tu tipo de piel
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Modo de deslizamiento continuo para una aplicación más cómoda

Diseño compacto con cable

- Sin repuestos ni costos adicionales

Destacados

Disfrutá de una piel suave todos los días



El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repetís el tratamiento de forma regular, tu piel va a mantenerse suave todos los días.

Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y

con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación con más de 2000 mujeres.

Cinco niveles de intensidad de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si la usás de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Zonas de aplicación



Puedes utilizarse con confianza para eliminar el vello de las zonas del cuerpo que están por debajo del cuello: piernas, axilas, cavado, brazos y abdomen.

Accesorio corporal más grande, 4 cm²



El accesorio corporal más grande permite un tratamiento rápido en zonas extensas como las piernas.

Modo de deslizamiento continuo



La función de disparos continuos permite deslizar el aparato para una aplicación más cómoda y continua.


No necesita repuestos



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.

Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea tampoco es adecuada para pieles oscuras.

Especificaciones

Zonas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Configuración de seguridad y ajustable

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda

Step and Flash: Para el tratamiento de zonas curvas

Uso con y sin cables: Con cable

Potencia eléctrica

Voltaje: 100-240 V

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 100.000 pulsos

Archivos adjuntos

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Tiempo de aplicación

Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Línea del bikini: 1 min

