

PHILIPS

Sistema de
depilación IPL

Lumea Precision
Plus

Para uso corporal y facial

15 minutos para las 2 medias
piernas

Vida útil >100.000 pulsos
de luz

Diseño inalámbrico



SC2003/11



Evita el crecimiento del vello

Eliminación del vello con IPL: disfrutá de una piel suave todos los días

El sistema de depilación Philips Lumea IPL evita la reaparición del vello facial y corporal. Los pulsos de luz, aplicados de manera regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Long lasting smoothness

- Resultados garantizados sin esfuerzo
- Disfrutá de una piel suave todos los días

Hair removal with IPL technology

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Gentle and effective application for face and body

- Modo de deslizamiento continuo para una aplicación más cómoda
- Accesorio de precisión para un tratamiento facial seguro
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Cinco niveles de potencia de luz ajustable
- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles

Máxima libertad, mínimas molestias

- Comodidad inalámbrica
- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales

Destacados

Suavidad duradera



El sistema Philips Lumea aplica suaves pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que causa que el pelo se caiga de manera natural evitando su crecimiento. Si repetís el tratamiento regularmente, tu piel se mantendrá suave todos los días.

Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto

con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.

Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea tampoco es adecuada para pieles muy oscuras.

Cinco posiciones de energía de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si la usás de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Zonas de aplicación



Podés utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (bozo, mentón y zona lateral del rostro) y corporal (piernas, axilas, zona de bikini, abdomen y brazos).

Comodidad inalámbrica



El exclusivo diseño inalámbrico de Lumea es perfecto para maximizar el alcance y la facilidad de uso.

No necesita piezas de repuesto



Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.

Seguridad adicional para el rostro



El accesorio de precisión está equipado con un filtro de luz integrado adicional y proporciona una aplicación segura y cómoda en el labio superior, el mentón y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, como las axilas, la zona del bikini y otras zonas de difícil acceso.

Especificaciones

Zonas de aplicación Zonas del cuerpo: Piernas, Ventre, Bikini, Axilas, Brazos Zonas del rostro: Mentón, Patillas, Bozo	Potencia eléctrica Charging time: 100 min Voltaje: 100-240 V Running time: Mínimo de 370 pulsos	Elementos incluidos Charger: Cargador multivoltaje Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario Almacenamiento: Funda
Configuración de seguridad y ajustable Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV 5 ajustes de intensidad de la luz: Se adapta a tu tipo de piel Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales	Especificaciones técnicas Lámpara de alto rendimiento: Proporciona <gt/> 100.000 pulsos	Tiempo de aplicación Pierna: 8 min Axila: 1 min Línea del bikini: 1 min Zonas del rostro: 1 min
Modo de aplicación Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda Step and Flash: Para el tratamiento de zonas curvas Uso con y sin cables: Recargable	Archivos adjuntos Accesorio para precisión (2 cm2): Para aplicación segura en el rostro Accesorio para el cuerpo (4 cm2): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello	
	Servicio Garantía: 2 años de garantía completa	

