

PHILIPS

System odstraňování
chloupků IPL

Lumea Precision Plus

Pro použití na těle, obličejí,
bikini

15 minut na úpravu nohou od
kolen dolů

Životnost >140 000
světelných pulzů

Bezdrátové provedení



SC2008/11



Ideální možnost, jak zamezit růstu nových chloupků pro hladkou pokožku doma

System Philips Lumea IPL je nejefektivnější bezdrátové řešení IPL. Umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na tváři i na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Dlouhotrvající hladkost

- Radujte se z hladké pokožky každý den
- Účinné bez námahy

Odstraňování chloupků pomocí technologie IPL

- Přizpůsobeno bezpečnému použití v pohodlí domova
- Vhodné pro širokou škálu typů chloupků i pokožky

Jemný a efektivní na tělo, tvář a oblast bikin


- Bezpečné a efektivní i na citlivých partiích
- Větší nástavec na tělo umožňuje rychlé ošetření
- Nástavec na obličej pro bezpečné ošetření obličejí
- Nástavec pro specializované ošetření chloupků v oblasti bikin
- Pět nastavitelných stupňů světla pro různé energetické nastavení

Maximální volnost, minimální námaha

- Pohodlný provoz bez kabelu
- Žádné výměnné díly, žádné skryté náklady

Přednosti

Dlouhotrvající hladkost



System Philips Lumea aplikuje na kořínek chloupku jemné světelné pulzy. Chloupek následně odpadne a zabrání se jeho opakovanému růstu. Pravidelným opakováním tohoto postupu dosáhnete toho, že bude vaše pokožka každý den hladká.

Účinné bez námahy



Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech ošetřeních po dvou týdnech, jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků.

Technologie IPL



System Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a

efektivní použití v pohodlí domova. Společnost Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 žen.

Vhodné typy chloupků i pokožek

Suitable hair and skin tones

| Skin Tone | White | Beige | Light brown | Medium brown | Dark brown | Brownish black and darker |
|-------------|-------|-------|-------------|--------------|------------|---------------------------|
| Hair Color | | | | | | |
| Black | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Dark brown | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Brown | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Dark blond | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Light blond | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Red | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| White/grey | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type


System Philips Lumea je účinný na chloupčích barvy (přirozeně) tmavé blond, hnědé a černé. Stejně jako u jiných ošetření na této bázi NENÍ system Philips Lumea efektivní u chloupků zrzavých, světle blond nebo bílých/šedivých. System Philips Lumea rovněž NENÍ vhodný pro velmi tmavou pokožku.

Oblasti aplikace



Můžete bez problémů použít na odstranění chloupků na obličeji (horní ret, brada a kotelky) a tělesných partií včetně nohou, podpaží, oblasti bikin, břicha a paží.

Rychlé ošetření nohou



Větší nástavec na tělo pro rychlé ošetření větších ploch, jako jsou nohy.

Mimořádně bezpečné použití na obličeji



Nástavec na obličej obsahuje vlastní, speciálně navržený vestavěný světelný filtr pro bezpečné a praktické použití v oblasti nad horním rtem, na bradě a kotelkách. Je možné jej použít také na jiné tělesné partie, například v podpaží a na jiných obtížně přístupných místech.

Nástavec na oblast bikin



Nástavec na oblast bikin umožňuje efektivně ošetřit chloupky v oblasti bikin. Chloupky v této oblasti bývají obvykle silnější než chloupky na nohou.

Pět nastavení energie světla



System Philips Lumea má pět nastavitelných stupňů světelné energie, které zajistí jemné, ale účinné ošetření. Při správném použití je ošetření IPL systémem Philips Lumea bezpečné a jemné a lze je aplikovat i na citlivou pokožku a choulostivé tělesné partie.

Specifikace

Oblasti použití

Plochy těla: Nohy, Paže, Břicho, Bikiny, Podpažní jamky

Oblast tváře: Brada, Kotlety, Horní ret

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro pohodlnou aplikaci

Krok a záblesk: Pro ošetření zakřivených oblastí

Použití s kabelem / bezdrátové: Bezdrátová

Výkon

Doba nabíjení: 100 min

Napětí: 100-240 V

Provozní doba: Minimálně 370 záblesků

Technické údaje

Vysoce výkonná lampa: Produkuje >140 000 záblesků

Nástavce

Nástavec na tělo (4 cm²): Pro použití pod linií krku

Nástavec na oblast bikin (2 cm²): Speciální ošetření, chloupky v oblasti bikin

Nástavec na obličej (2 cm²): Pro bezpečnou aplikaci na obličej

Servis

Záruka: Celosvětová záruka 2 roky

Včetně položek

Nabíječka: Nabíječka pro více druhů napětí

Návod k obsluze: Stručný návod, Uživatelská příručka

Skladování: Pouzdro

Doba aplikace

Holeň: 8 min

Podpaží: 1 minuta

Linie bikin: 1 minuta

Oblast tváře: 1 minuta

