

PHILIPS

Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Lumea

Do użycia wyłącznie na ciele

Zabieg na dolnych partiach nóg:
15 min

Żywotność: > 100 000 impulsów światła

Bezprzewodowa konstrukcja



Product Picture

SC2004/11



Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów umożliwia uzyskanie gładkiej skóry w warunkach domowych

Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea to nasze najskuteczniejsze bezprzewodowe rozwiązanie IPL, które potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

Długotrwała gładkość

- Ciesz się gładką skórą każdego dnia
- Skuteczność bez wysiłku

Usuwanie owłosienia dzięki technologii IPL

- Przystosowane do bezpiecznego korzystania w domu
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Łagodne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry

- Większa nasadka do ciała do szybkich zabiegów
- Tryb przesunięcia i błysku ułatwiający przeprowadzanie zabiegów
- Bezpieczne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry
- Pięć regulowanych ustawień intensywności światła

Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku

- Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie
- Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów

Zalety

Długotrwała gładkość



Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.

Skuteczność bez wysiłku



Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po czterech zabiegach (w dwutygodniowych odstępach), co pozwala uzyskać gładką skórę. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.

Technologia IPL



Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy

zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 kobiet.

Odpowiednie typy skóry i włosów

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White/grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗

● This product is suitable for you to use ○ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type


Urządzenie Philips Lumea działa skutecznie w przypadku włosów o naturalnych kolorach: ciemny blond, brązowy i czarny. Podobnie jak inne zabiegi wykorzystujące światło, Philips Lumea NIE działa skutecznie na takie kolory włosów, jak rudy, jasny blond, biały/siwy. To urządzenie NIE też przeznaczone do usuwania włosów z bardzo ciemnej skóry.

Pięć ustawień intensywności światła




Urządzenie Philips Lumea oferuje pięć regulowanych ustawień intensywności światła, które zapewniają delikatną, a jednocześnie skuteczną depilację. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi IPL z użyciem urządzenia Philips Lumea są bezpieczne i delikatne dla skóry — można je stosować również na wrażliwej skórze i wrażliwych częściach ciała.

Obszary zastosowania



Urządzenia można bez obaw używać do depilacji obszarów poniżej linii szyi: nóg, pach, okolic bikini, ramion czy brzucha.

Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie



Dzięki wyjątkowemu, bezprzewodowemu działaniu urządzenie Lumea zapewnia maksymalną swobodę i łatwość użytkowania.

Brak konieczności wymiany części



Urządzenie Philips Lumea to gotowe rozwiązanie, z którego można korzystać od razu po wyjęciu z pudełka. Co ważne, produkt nie wymaga ani wymiennych lamp, ani żeli.

Szybkie zabiegi na nogach



Większa nasadka do ciała umożliwia szybką depilację większych obszarów ciała, takich jak nogi.

Dane techniczne

Obszary poddawane zabiegowi

Obszary ciała: Nogi, Brzuch, Okolice bikini, Pachy

Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Pięć ustawień energii światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Wbudowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

Tryb aplikacji

Tryb przesunięcia i błysku: Wygodne przeprowadzanie zabiegów

Tryb przesunięcia i błysku: Do użycia na

zaokrąglonych częściach ciała

Obsługa przewodowa/bezprzewodowa: Sieć bezprzewodowa

Zasilanie

Napięcie: 100–240 V

Czas ładowania: 100 min

Czas działania: Minimum 370 błysków

Dane techniczne

Wysokowydajna lampa: Dostarcza > 100 000 błysków

Wyposażenie dodatkowe

Nasadka do ciała (4 cm²): Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca na całym świecie

Elementy wchodzące w skład zestawu

Instrukcja obsługi: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi

Ładowarka: Ładowarka wielonapięciowa

Przechowywanie: Etui

Czas aplikacji

Podudzie: 8 min

Pacha: 1 min

Linia bikini: 1 min

