

PHILIPS

Sistema de depilação
por luz pulsada

Lumea Essential

Apenas para utilização corporal

15 minutos para tratar meia
perna

Vida útil >100 000
impulsos de luz



SC1991/00



A forma ideal para evitar o crescimento dos pêlos para obter uma pele macia em casa

O sistema por luz pulsada Lumea da Philips visa a prevenção do reaparecimento de pêlos no corpo. Impulsos delicados de luz aplicados regularmente mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

Suavidade mais duradoura

- Eficácia sem esforço
- Tenha uma pele suave todos os dias

Depilação com tecnologia de luz pulsada

- Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa

Delicado e eficaz, mesmo em pele sensível

- Para utilização corporal
- Ajustável ao seu tipo de pele
- Cinco definições reguláveis de energia de luz
- Acessório corporal maior para tratamentos rápidos

Design compacto com fios

- Sem peças de substituição, sem custos ocultos

Destaques

Tenha uma pele suave todos os dias



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Isto resulta numa queda natural do pêlo e o crescimento deste é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.

Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos apresentaram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal.

Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada

em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.

5 definições de energia da luz



O sistema Philips Lumea tem cinco definições reguláveis de energia de luz para garantir um tratamento suave, mas eficaz. Quando usado correctamente, o tratamento com o sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips é seguro e suave para utilização mesmo em pele e áreas corporais sensíveis.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos nas zonas corporais abaixo do pescoço: pernas, axilas, linha do biquíni, braços e barriga.

Acessório corporal maior, 4 cm²




Acessório corporal maior permite um tratamento rápido de áreas grandes, como as pernas.

Não necessita de peças de substituição



O sistema Philips Lumea é uma solução completa pronta a utilizar de imediato. Ainda mais importante, este não necessita de lâmpadas de substituição ou géis.

Tipos de pêlo e pele adequados



O sistema Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, o sistema Philips Lumea NÃO é eficaz em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. O sistema Philips Lumea também NÃO é adequado para peles muito escuras.

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona > 100 000 impulsos de luz

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Acessórios

Acessório corporal (4 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Itens incluídos

Instruções de utilização: Guia de Iniciação Rápido, Manual do utilizador
Armazenamento: Bolsa
Adaptador: 24 V / 1500 mA

Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV
5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele
Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min
Axila: 1 min.
Linha do biquíni: 1 min.

Application mode

Soltar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

Modo de aplicação

Utilização com/sem fios: Com fios

Technical specifications

Espectro da luz: 525 nm
Fluxo de luz (J/cm²): 2,5-5

