

PHILIPS

Sistema de depilação
por luz pulsada

Lumea Precision

Para utilização em rosto e
corpo

15 minutos para tratar meia
perna

Vida útil >140 000
impulsos de luz



SC2006/00



A forma ideal para evitar o crescimento dos pêlos para obter uma pele macia em casa

O sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips é a solução de luz pulsada sem fios mais eficiente e faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos no corpo. Impulsos delicados de luz, aplicados regularmente, mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

Suavidade mais duradoura

- Tenha uma pele suave todos os dias
- Eficácia sem esforço

Depilação com tecnologia de luz pulsada

- Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa
- Adequado para uma grande variedade de tipos de pêlo e tons de pele

Aplicação suave e eficiente no rosto e corpo

- Acessório de precisão para tratamento facial seguro
- Acessório corporal maior para tratamentos rápidos
- Modo para deslizar e pulsar para uma aplicação mais cómoda
- Seguro e eficaz, mesmo em áreas sensíveis
- Cinco definições reguláveis de energia de luz

Liberdade máxima, incómodo mínimo

- Comodidade sem fios
- Sem peças de substituição, sem custos ocultos

Destaques

Suavidade mais duradoura



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, o pêlo cai naturalmente e o seu crescimento é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.

Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos apresentaram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal.

Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação

inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 mulheres.

Tipos de pêlo e pele adequados

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White/grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗

● This product is suitable for you to use ○ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

O sistema Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, o sistema Philips Lumea NÃO é eficaz em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. O sistema Philips Lumea também NÃO é adequado para peles muito escuras.

Cinco regulações de energia de luz



O sistema Philips Lumea tem cinco definições reguláveis de energia de luz para garantir um tratamento suave, mas eficaz. Quando usado correctamente, o tratamento com o sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips é seguro e suave para utilização mesmo em pele e áreas corporais sensíveis.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos no rosto (buço, queixo, patilhas) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, barriga e braços.

Comodidade sem fios



O design exclusivo sem fios do sistema Lumea é perfeito para alcance e facilidade de utilização máximos.

Não necessita de peças de substituição



No replacement lamps or gel needed

O sistema Philips Lumea é uma solução completa pronta a utilizar de imediato. Ainda mais importante, este não necessita de lâmpadas ou géis de substituição.

Maior segurança para o rosto



O acessório de precisão está equipado com um filtro de luz integrado extra e permite uma aplicação segura e cómoda no buço, queixo e patilhas. Este também pode ser utilizado noutras zonas corporais sensíveis, como as axilas, a linha do biquíni e áreas difíceis de alcançar.

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona <gt/> 140 000 impulsos de luz

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Zonas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

Acessórios

Acessório de precisão (2 cm²): Para aplicação segura no rosto

Acessório corporal (4 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Itens incluídos

Instruções de utilização: Guia de Iniciação Rápido, Manual do utilizador

Carregador: Carregador multitenção

Armazenamento: Bolsa

Power

Tempo de carga: 100 min.

Tempo de utilização: No mínimo, 370 impulsos de luz

Safety and adjustable settings

Sistema com anel de segurança: Evitar impulsos de luz acidentais

Definições ajustáveis e de segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de corrente de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Axila: 1 min.

Linha do biquíni: 1 min.

Zonas do rosto: 1 min.

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para uma aplicação cómoda

Utilização com/sem fios: Sem fios

Application mode

Soltar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

Technical specifications

Espectro da luz: Acessório para o corpo <gt/> 570 nm, Acessório de precisão <gt/> 600 nm

Fluxo de luz (J/cm²): Acessório para o corpo: 2,5 a 5,6, Acessório de precisão: 2,6-5,9

