

PHILIPS

IPL
ontharingssysteem

Lumea Precision
Plus

Voor gebruik op lichaam en
gezicht

Behandeling onderbenen in 15
minuten

Levensduur >100.000
lichtpulsen

Snoerloos ontwerp

 Product Picture

SC2003/00



Vertraag de teruggroei van haartjes

IPL ontharingssysteem: elke dag een zijdezachte huid

Het Philips Lumea IPL ontharingssysteem verricht wonderen om teruggroei van haar op lichaam en gezicht te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen bij regelmatig gebruik voor een zijdezachte huid, dag in dag uit.

Langdurige gladheid

- Moeiteloos en effectief
- Elke dag een zijdezachte huid

Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

Zacht en effectief voor uw lichaam en gezicht

- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Precisieopzetstuk voor veilige ontharing van het gezicht
- Groter lichaamsopzetstuk voor snelle behandeling
- Vijf instelbare lichtsterktes
- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Snoerloos gemak
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten

Kenmerken

Langdurige gladheid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande

dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere huid.

Vijf lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin en bakkebaarden) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Snoerloos gemak



Het unieke snoerloze ontwerp van Lumea is perfect voor maximaal bereik en gebruiksgemak.

Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

Extra veiligheid voor het gezicht



Het precisiehulpstuk is voorzien van een extra geïntegreerd lichtfilter voor veilig, comfortabel gebruik op de bovenlip, kin en bakkebaarden. Het hulpstuk kan ook worden gebruikt voor gevoelige lichaamsdelen zoals de oksels, de bikinilijn en lastig te bereiken plaatsen.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: voor eenvoudig gebruik

Stap- en flitsmodus: Voor behandeling van lichaamscontouren

Met of zonder snoer te gebruiken: Draadloos

Vermogen

Spanning: 100 - 240 V

Oplaadtijd: 100 min.

Gebruikstijd: Minimaal 370 flitsen

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 100.000 pulsen afgeven

Accessoires

Precisiehulpstuk (2 cm²): Voor veilig gebruik op het gezicht

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

Docking station: Oplader voor verschillende voltages

Opbergen: Etui

Behandeltijd

Onderbeen: 15 min.

Oksel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

Delen van het gezicht: 1 min

