

# PHILIPS

Zestaw do depilacji  
światłem (IPL)

Lumea Essential

Do użycia wyłącznie na ciele

Zabieg na dolnych partiach nóg:  
15 min

Żywotność: <gt;/> 100 000  
impulsów światła

Wyjątkowo długi przewód



SC1991/00



Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów  
umożliwia uzyskanie gładkiej skóry w warunkach domowych

Zestaw do depilacji światłem IPL Philips Lumea potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

#### **Długotrwała gładkość**

- Skuteczność bez wysiłku
- Ciesz się gładką skórą każdego dnia

#### **Usuwanie owłosienia dzięki technologii IPL**

- Przystosowane do bezpiecznego korzystania w domu

#### **Łagodne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry**

- Do stosowania na ciele
- Możliwość dostosowania do typu skóry
- Pięć regulowanych ustawień intensywności światła
- Większa nasadka do ciała do szybkich zabiegów

#### **Niewielkie wymiary, zasilanie sieciowe**

- Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów

# Zalety

## Ciesz się gładką skórą każdego dnia



Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.

## Skuteczność bez wysiłku



Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po czterech zabiegach (w dwutygodniowych odstępach), co pozwala uzyskać gładką skórę. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.


## Technologia IPL



Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych.

Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 ochotników i ochotniczek.

## 5 ustawień intensywności światła



Urządzenie Philips Lumea oferuje pięć regulowanych ustawień intensywności światła, które zapewniają delikatną, a jednocześnie skuteczną depilację. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi IPL z użyciem urządzenia Philips Lumea są bezpieczne i delikatne dla skóry — można je stosować również na wrażliwej skórze i wrażliwych częściach ciała.

## Obszary zastosowania



Urządzenia można bez obaw używać do depilacji obszarów poniżej linii szyi: nóg, pach, okolic bikini, ramion czy brzucha.

## Większa nasadka do ciała, 4cm2




Większa nasadka do ciała umożliwia szybką depilację większych obszarów ciała, takich jak nogi.

## Brak konieczności wymiany części



Urządzenie Philips Lumea to kompletne rozwiązanie, z którego można korzystać od razu po rozpakowaniu. Warto wspomnieć, że produkt nie wymaga używania wymiennych lamp ani żeli.

## Odpowiednie typy skóry i włosów



Urządzenie Philips Lumea działa skutecznie w przypadku włosów o naturalnych kolorach: ciemny blond, brązowy i czarny. Podobnie jak inne zabiegi wykorzystujące światło, Philips Lumea NIE działa skutecznie na takie kolory włosów, jak rudy, jasny blond, biały/siwy. To urządzenie NIE jest też przeznaczone do usuwania włosów z ciemnej skóry.

# Dane techniczne

## Obszary poddawane zabiegowi

**Obszary ciała:** Ramiona, Nogi, Brzuch, Okolice bikini, Pachy

## Bezpieczeństwo i konfigurowalne ustawienia

**Wbudowany filtr UV:** Ochrona skóry przed promieniami UV

**Pięć ustawień energii światła:** Możliwość dostosowania do typu skóry

**Wbudowany system bezpieczeństwa:**

Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

## Tryb zabiegu

**Tryb przesunięcia i błysku:** Do użycia na zaokrąglonych częściach ciała

**Obsługa przewodowa/bezprzewodowa:**

Działanie sieciowe

## Zasilanie

**Napięcie:** 100–240 V

## Dane techniczne

**Wysokowydajna lampa:** Dostarcza ponad 100 000 błysków

## Wyposażenie dodatkowe

**Nasadka do ciała (4 cm<sup>2</sup>):** Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

## Serwis

**Gwarancja:** 2-letnia gwarancja obowiązująca na całym świecie

## Elementy wchodzące w skład zestawu

**Instrukcja obsługi:** Skrócona instrukcja obsługi,

Instrukcja obsługi

**Przechowywanie:** Pokrowiec

**Adapter:** 24 V / 1500 mA

## Czas aplikacji

**Podudzie:** 8 min

**Pacha:** 1 min

**Linia bikini:** 1 min

