

PHILIPS

Systém odstraňování
chloupků IPL

Lumea Precision Plus

Pro použití na těle, obličeji

15 minut na úpravu dolních částí
nohou

Životnost >100 000
světelných pulzů



SC2003/11



Zabraňte dorůstání chloupků

Odstraňování chloupků IPL: pro každodenní radost z hladké
pokožky

Systém odstraňování chloupků Philips Lumea IPL umí hotové zázraky, pokud jde o
zabránění dorůstání chloupků na tváři i na těle. Pravidelně aplikované jemné
světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Dlouhotrvající hladkost

- Účinné bez námahy
- Radujte se z hladké pokožky každý den

Odstraňování chloupků pomocí technologie IPL

- Přizpůsobeno bezpečnému použití v pohodlí domova
- Vhodné pro širokou škálu typů chloupků i pokožky

Jemná a účinná aplikace na tvář i tělo

- Režimy posouvání a záblesku pro pohodlnější aplikaci
- Přesný nástavec pro bezpečné ošetření obličeje
- Větší nástavec na tělo umožňuje rychlé ošetření
- Pět nastavitelných stupňů světla pro různé energetické nastavení
- Bezpečné a efektivní i na citlivých partiích

Maximální volnost, minimální námaha

- Pohodlný provoz bez kabelu
- Žádné výměnné díly, žádné skryté náklady

Přednosti

Dlouhotrvající hladkost



Systém Philips Lumea aplikuje na kořínek chloupku jemné světelné pulzy. Chloupek následně odpadne a zabrání se jeho opakovanému růstu. Pravidelným opakováním tohoto postupu dosáhnete toho, že bude vaše pokožka každý den hladká.

Účinné bez námahy



Naše klinické studie prokázaly významné omezení růstu chloupků po pouhých čtyřech ošetřeních po dvou týdnech, jejich následkem byla pokožka hladká a bez chloupků. Pokud chcete tyto výsledky udržet, stačí ošetření opakovat podle potřeby. Doba mezi ošetřeními se může lišit na základě individuální doby dorůstání chloupků.

Technologie IPL



Systém Philips Lumea využívá inovativní technologii na bázi světla nazvanou IPL (Intense Pulsed Light), která je odvozena od technologie využívané v profesionálních salonech krásy. Společnost Philips tuto technologii přizpůsobila pro bezpečné a efektivní použití v pohodlí domova. Společnost

Philips úzce spolupracovala s předními dermatology a vyvinula přelomový systém odstranění chloupků. Po více než 10 let jsme prováděli rozsáhlý spotřebitelský průzkum za účasti více než 2 000 žen.

Vhodné typy chloupků i pokožek



Systém Philips Lumea je účinný na chloupkách barvy (přirozeně) tmavé blond, hnědé a černé. Stejně jako u jiných ošetření na této bázi NENÍ systém Philips Lumea efektivní u chloupků zrzavých, světle blond nebo bílých/šedivých. Systém Philips Lumea rovněž NENÍ vhodný pro velmi tmavou pokožku.

Pět nastavení energie světla



Systém Philips Lumea má pět nastavitelných stupňů světelné energie, které zajistí jemné, ale účinné ošetření. Při správném použití je ošetření IPL systémem Philips Lumea bezpečné a jemné a lze je aplikovat i na citlivou pokožku a choulostivé tělesné partie.

Oblasti aplikace



Můžete bez problémů použít na odstranění chloupků na obličeji (horní ret, brada a kotelty) a tělesných partií včetně nohou, podpaží, oblasti bikin, břicha a paží.

Pohodlný provoz bez kabelu



Jedinečný design systému Lumea bez kabelu je skvělý pro maximální dosah a snadné použití.

Nepotřebujete výměnné díly



Systém Philips Lumea představuje kompletní řešení dodávané tak, aby byl ihned připraven k použití. Ještě zajímavější je, že nepotřebujete žádné náhradní lampy ani gely.

Mimořádně bezpečné použití na obličeji



Přesný nástavec je vybaven speciálním integrovaným světelným filtrem a umožňuje bezpečnou a pohodlnou aplikaci na horním rtu, bradě a kotelkách. Lze jej použít i na dalších citlivých tělesných partiích, jako je podpaží, oblast bikin a těžko dostupné části těla.

Specifikace

Spotřeba

Napětí: 100–240 V

Servis

Záruka: Celosvětová záruka 2 roky

Technické údaje

Vysoce výkonná lampa: Produkuje
<gt/>100 000 záblesků

Partie vhodné pro aplikaci

Plochy těla: Nohy, Podpaží, Břicho, Bikiny
Oblast tváře: Brada, Kotlety, Horní ret

Nástavce

Přesný nástavec (2 cm²): Pro bezpečnou aplikaci na obličej

Nástavec na tělo (4 cm²): Pro použití pod linií krku

Balení obsahuje

Návod k obsluze: Kompletní uživatelská příručka, Stručný návod

Nabíječka: Nabíječka pro více druhů napětí

Skladování: Pouzdro

Spotřeba

Doba nabíjení: 100 min

Provozní doba: Minimálně 370 záblesků

Bezpečnost a možnost nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

Systém bezpečnostního kroužku: Zabránění nechtěným zábleskům

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Doba aplikace

Bikiny: 4 min

Holeň: 8 min

Posun a záblesk: Pro pohodlnou aplikaci

Podpaží: 1 min

Spotřeba

Napájecí systém: Nabíjecí baterie

Technické údaje

Světelné spektrum: Nástavec na tělo
<gt/>570 nm, Přesný nástavec <gt/>600 nm

Proud světla (J/cm²): Nástavec na tělo: 2–6 J/cm², Přesný nástavec: 2–6 J/cm²

Doba aplikace

Obličej: 1 min

Krok a záblesk: Pro ošetření zakřivených oblastí

