

PHILIPS

Sistema IPL de
remoção de pelos

Lumea Precision

Para uso no corpo e no rosto

15 minutos para pernas

Vida útil >140.000 flashes
de luz

Design sem fio

 Product Picture

SC2006/11



A maneira ideal de evitar o crescimento dos pelos para você ter uma pele macia em casa

O Philips Lumea IPL é a solução IPL sem fio mais eficiente para impedir o reaparecimento dos pelos corporais. Os suaves pulsos de luz, aplicados regularmente, mantêm a pele com a suavidade da seda todos os dias.

Maciez todos os dias

- Sua pele macia todos os dias
- Eficiência sem esforço

Remoção de pelos com a tecnologia IPL

- Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa
- Adequado para diversos tipos de pelo e pele

Aplicação suave e com alto desempenho no rosto e no corpo

- Aparador de precisão para garantir segurança no tratamento facial
- Acessório grande para aparar os pelos do corpo com agilidade
- Modo Slide and Flash para garantir uma aplicação mais prática
- Seguro e eficaz até mesmo nas regiões sensíveis
- Cinco ajustes de intensidade

Total liberdade, sem complicação

- Uso sem fio: mais praticidade
- Não há custos ocultos nem a necessidade de peças substitutas.

Destaque

Maciez todos os dias



O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.

Eficiência sem esforço



Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de quatro tratamentos quinzenais, deixando a pele lisinha e sem pelos. Para manter esses resultados, você deve repetir o tratamento sempre que for necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo da pessoa.

Tecnologia IPL



O Philips Lumea utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com praticidade e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo

sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 2 mil mulheres.

Tipos de pele e pelo adequados

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
White/grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗

● This product is suitable for you to use ○ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

O Philips Lumea funciona perfeitamente com pelos louro-escuros (naturais), castanhos e pretos. Assim como outros tratamentos a laser, o Philips Lumea NÃO funciona corretamente com pelos ruivos, louro-claros, grisalhos ou brancos. O Philips Lumea também NÃO é adequado para peles escuras.

Cinco ajustes de luz



O Philips Lumea conta com cinco ajustes de intensidade para garantir um tratamento confortável e eficaz. Quando usado corretamente, o tratamento IPL é seguro e confortável: até mesmo em peles e áreas sensíveis do corpo.

Áreas de aplicação



Use com total confiança para a remoção de pelos do rosto (buço, cavanhaque e costeletas) e regiões do corpo incluindo, pernas, axilas, área do biquíni, estômago e braços.

Uso sem fio: mais praticidade



Graças ao design sem fio exclusivo, o Lumea é fácil de usar e perfeito para alcançar qualquer região.

Sem peças de substituição.



O Philips Lumea é uma solução completa que vem pronta para uso. E o mais importante: ele não requer gel ou lâmpadas de substituição.

Maior proteção para o rosto



O aparador de precisão apresenta um filtro de luz integrado adicional, que garante uma aplicação segura no buço, no queixo e nas costeletas. Ele também pode ser usado em outras regiões sensíveis do corpo, como nas axilas, na virilha e nas áreas difíceis de alcançar.

Especificações

Áreas de aplicação

Áreas do corpo: Pernas, Braços, Barriga, Virilha, Axilas

Áreas da face: Queixo, Costeletas, Buço

Ajustes para controle e segurança

Filtro UV integrado: Protege a pele contra os raios UV

Sistema com anel de segurança: Evita flashes acidentais

5 ajustes de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Modo de aplicação

Slide and Flash: Maior praticidade

Step and Flash: Para realizar o tratamento em regiões curvas

Uso com fio / sem fio: Sem fio

Alimentação elétrica

Tempo de carregamento: 100 min

Voltagem: 100-240 V

Tempo de funcionamento: No mínimo 370 feixes

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Emite <gt/> 140.000 feixes

Acessórios

Aparador de precisão (2 cm²): Para aplicação segura no rosto

Bocal convencional (4 cm²): Para uso abaixo da linha do pescoço

Serviço

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Itens inclusos

Instruções de uso: Guia de início rápido, Manual do Usuário

Carregador: Carregador bivolt

Armazenamento: Estojo

Tempo de aplicação

Parte inferior da perna: 8 min

Axila: 1 min

Linha do biquíni: 1 min

Áreas da face: 1 min

