

PHILIPS

Sistema epilazione
a luce pulsata

Lumea Essential

Solo per il corpo

15 minuti per parte inferiore
gambe

Durata <gt/>100.000 impulsi di
luce

Cavo extra lungo

 Product Picture

SC1992/00



Il modo ottimale per ridurre la ricrescita per una pelle liscia a casa tua

Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea di Philips è ideale per prevenire la ricrescita dei peli sul corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.

Liscia a lungo

- Efficacia senza sforzo
- Goditi una pelle liscia ogni giorno

Rimozione dei peli con la tecnologia IPL a luce pulsata

- Adatto ad un uso sicuro nel comfort di casa tua

Delicato ed efficace anche sulla pelle sensibile

- Per l'uso sul corpo
- Regolabile in base al tipo di pelle
- 5 impostazioni di intensità della luce
- Include un accessorio più grande per il corpo per un trattamento veloce
- Modalità Slide & Flash per un'applicazione più pratica

Design compatto con filo

- Nessuna parte di ricambio, nessun costo aggiuntivo

In evidenza

Goditi una pelle liscia ogni giorno



Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento con regolarità, la pelle resterà liscia giorno dopo giorno.

Efficacia senza sforzo



I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo due soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale.

Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato

in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.

5 impostazioni di intensità della luce




Philips Lumea ha cinque impostazioni di intensità della luce per garantire un'epilazione delicata ma efficace. Se utilizzato correttamente, il trattamento a luce pulsata Lumea di Philips è sicuro e delicato anche su pelli e zone del corpo sensibili.

Zone di applicazione



Può essere utilizzato in tutta tranquillità sulle zone del corpo al di sotto della nuca: gambe, ascelle, zona bikini, braccia e addome.

Accessorio corpo più grande, 4 cm²



L'accessorio più grande per il corpo consente un trattamento più veloce sulle aree più ampie come le gambe.

Modalità di scorrimento Slide&Flash




La modalità di applicazione principale consente un movimento scorrevole per un'applicazione più pratica e continua.

Non necessita di parti di ricambio



Philips Lumea è una soluzione completa, pronta per l'uso. Inoltre non richiede la sostituzione di lampadine né l'utilizzo di gel.

Tipi di pelle e di peli compatibili



Philips Lumea è efficace sui peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Come altri trattamenti basati sulla luce, Philips Lumea NON è efficace sui peli di colore rosso, biondo chiaro e grigio. Inoltre Philips Lumea NON è adatto alla pelle scura.

Specifiche

Zone di applicazione

Zone del corpo: Braccia, Gambe, Addome, Zona bikini, Ascelle

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

5 impostazioni di intensità della luce:

Regolabile in base al tipo di pelle

Sistema di sicurezza integrato: Impedisce l'attivazione accidentale del flash

Modalità di applicazione

Scorrimento e flash: Per una pratica applicazione

Step and Flash: Per il trattamento sulle zone curve

Con filo/cordless: Con filo

Assorbimento

Tensione: 100-240 V

Specifiche tecniche

Lampada ad alte prestazioni: Assicura più di 100.000 flash

Accessori

Accessorio per il corpo (4 cm²): Per l'uso al di sotto della nuca

Assistenza

Garanzia: 2 anni di garanzia

Accessori inclusi

Istruzioni d'uso: Guida rapida, Manuale utente

A magazzino: Custodia

Adattatore: 24 V / 1500 mA

Tempo di applicazione

Parte inferiore della gamba: 8 min

Ascella: 1 minuto

Zona bikini: 1 minuto

